



Un accompagnement différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

**SECTEUR MÉDICAL**

**SCANNER À ULTRASONS**

[www.kalstein.net/fr/](http://www.kalstein.net/fr/)



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.





# KALSTEIN® Scanner À Ultrasons

Chariot portatif de scanner d'ultrason, machine à ultrasons Doppler couleur

Modelé YR05153



SCANNER À ULTRASONS



## Description du produit:

- ✓ Grand écran LED couleur de 15 pouces Fonction True Doppler Ports USB et port VGA et 2 connecteurs de sonde.
- ✓ Application : Abdomen/cardiaque/gynécologie/urologie/andrologie/petites parties/vasculaire/pédiatrique/musculosquelettique
- ✓ Modes d'image : B 2B... 4B MB/C/B/D/B/C/D/B/CFM/D PDI Bicolore Couleur simultanée 2D/Couleur composite PW Duplex/Triplex... CFM... CDE CD Directionnel PD
- ✓ Doppler couleur basé sur ordinateur avec système Windows, qui peut être connecté à n'importe quelle imprimante de n'importe quelle marque. La zone imprimée est réglable, qui peut être des images, des rapports, ou des images + rapports, etc.
- ✓ Protocole DICOM 3.0 intégré
- ✓ Fonction multilingue : anglais, chinois, espagnol et portugais, russe, arabe, français, vietnamien, indonésien, allemand, persan, thaï



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



# KALSTEIN® Scanner À Ultrasons

Chariot portatif de scanner d'ultrason, machine à ultrasons Doppler couleur

Modelé YR05153



## Spécifications techniques:

<b>Modèle</b>	YR05153	
<b>Spécifications physiques</b>		
<b>Taille d'emballage</b>	96cm×75cm×135cm	
<b>Poids d'emballage</b>	165kg	
<b>Connectivité/Médias/Périphériques</b>		
<b>Port Transducteur</b>	deux	
<b>Prises USB</b>	deux	
<b>128 disque dur</b>	128 Go (SSD) 120G/200 Go SSD (en option)	
<b>Zone d'impression</b>	Image, rapport, image + rapport	
<b>port Ethernet</b>	2(100Mb/1000Mb)	
<b>Écran externe</b>	hdmi-vga	
<b>imprimante (facultatif)</b>	Imprimante USB, Imprimante laser numérique, Imprimante thermique numérique N/B	
<b>Spécifications matérielles du moniteur LED</b>		
<b>Taille</b>	quinze »	
<b>Rapport de contraste</b>	800:01:00	
<b>Résolution</b>	1024*768 pixels	
<b>Luminosité</b>	230cd/m2	
<b>La profondeur de la couleur</b>	24 bits	
<b>angle de rotation</b>	±90°	
<b>niveaux de gris</b>	256	
<b>Performance globale</b>	Haut débit numérique	12288 canaux
	faire-ex	Reprogrammable
	tension de transmission	Réglable (15 étapes)
	Gamme de fréquences de faisceau ci-dessus	1 ~ 40 MHz



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question that we receive from our clients. How does the climate affect your microscope?

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a device used for storing and preserving samples. It is one of the most important pieces of equipment in a laboratory. It is used to maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without freezing and without drying.

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

