



LIGNES DE LABORATOIRE

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs**Congélateur****Modèle YR05107****Description du produit:**

Le congélateur ULT est spécialement conçu et fabriqué pour le stockage à long terme de divers produits biologiques, notamment les virus, les germes, les érythrocytes, les leucocytes et la peau. Les applications peuvent être trouvées dans les banques de sang, les hôpitaux, les services de prévention des épidémies et les instituts de recherche, les laboratoires des usines électroniques et chimiques, les instituts de génie biologique et les entreprises de pêche maritime.

Principales caractéristiques:

- ✓ Système contrôlé par microprocesseur conçu pour une plage contrôlée de -40 °C à -86 °C pour l'espace de l'armoire avec un incrément de 1 °C.
- ✓ Alarmes haute et basse température réglables.
- ✓ Alarme de nettoyage automatique du filtre et alerte d'erreur du capteur.
- ✓ Hauteur de l'étagère de rangement réglable.
- ✓ Enregistreur de température en option. racks de stockage et boîte de stockage
- ✓ Installation et application
- ✓ Système de tension de fonctionnement à large plage de 187V à 242V conçu pour permettre aux unités installées dans des zones à faible tension.
- ✓ Convient pour une température ambiante de 10 °C à 32 °C

Fiabilité:

- ✓ Conception unique de porte intérieure isolée pour quatre compartiments de stockage séparés afin de minimiser l'accumulation de givre à l'intérieur de la chambre.
- ✓ Conception de système de contrôle spécialisé pour un fonctionnement bien équilibré du système de réfrigération en cascade.
- ✓ Dossier de fiabilité prouvé positif déposé.

Économie d'énergie:

- ✓ Conception unique du joint de porte pour une perte minimale de température froide lors de l'ouverture d'une porte.
- ✓ Panneaux d'isolation VIP haute performance pour minimiser le gain de chaleur de l'armoire et améliorer la stabilité de la température.

Sécurité:

- ✓ Alarmes de dysfonctionnement, y compris température élevée et basse, panne de courant, erreur de capteur, nettoyage du filtre et température ambiante extrêmement élevée.
- ✓ Capable de produire deux types de sorties d'alarme : avertisseur sonore et voyant clignotant visible.
- ✓ Fonction d'ouverture de porte standard et port USB pour le téléchargement de la date de température standard sur les modèles verticaux.
- ✓ Contacts d'alarme à distance.

**#Let'sgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Congélateur

Modelé YR05107



Modèle	YR05107	
Spécifications	Tablette/tiroir QTÉ	Étagère en acier inoxydable/2
	Refroidissement	Refroidissement direct
	Dégivrer	Manuel
	Réfrigérant	Mixte-gaz
	Consommation d'énergie (kWh/24h)	8.2
	Bruit (db)	52
	Température ambiante(°C)	10~32°C
	Plage de température(°C)	-40~-86°C
Système de refroidissement	Marque de compresseur/QTÉ	CUBIGEL/1
	Capteur	CTP
	Contrôleur de température	Microprocesseur
	Affichage	Affichage numérique
Pouvoir	Tension/fréquence(V/Hz)	220/50Hz
	Puissance(W)	660W
	Courant(A)	4.3A
Matériel	Matériau intérieur	Acier inoxydable
	Matériel extérieur	Acier pulvérisé de couleur
Taille	Isolation	PURF
	Capacité(L/cu.ft)	188/6.63
	NT./GT.(kg)	174/224
	Exterior size(W*D*H)(mm)	850*930*1595
	Interior size(W*D*H)(mm)	465*465*830
	Package size(W*D*H)(mm)	880*910*1820
	CBM	1.46
	20GP/40GP/40HQ	12/26/26
Frozen Racks	Racks	9(4X3)
	Boxes (2 Inches)	108
	Samples(2ml)	10800
Alarm	High/low temperature	Y
	Power failure	Y
	Abnormal voltage	Y
	Sensor error	Y
	Filter screen check	Y
	Thermostat failure	Y
	Low battery	Y
	Condenser clean	Y
	High ambient temperature	Y
	Door ajar	Y
	Power failure backup system(alarm)	72h
Accessories	Castor	Y
	Inside door	3
	Test hole QTY/diameter	1/25MM
	USB port	Y
	Chart recorder	/
	Data logger	Optional
Optional	Remote alarm port	Y
	CO2 back up system	Optional
Other	LN2 back up system	Optional
	Certification	ISO.CE



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

