



LIGNES DE LABORATOIRE

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Congélateur Vertical

Modèle YR05097



Description du produit:

Moins 25 degrés Congélateur médical 278 litres pour hôpital et laboratoire avec plusieurs alarmes.

Caractéristiques:

- ✓ Réfrigérant chimiquement stable, sans CFC, disponible dans le commerce et sans danger pour l'environnement.
- ✓ Isolation en mousse haute densité pour une rigidité et une température de stockage stable. Contrôle par microprocesseur, plage de température réglable à affichage numérique : -10 °C à 25 °C.
- ✓ Affichage numérique LED pour une observation claire.
- ✓ Conception à large tolérance de tension avec plage de tension applicable de 187 à 242 V/AC.

Sécurité:

- ✓ Plusieurs alarmes de dysfonctionnement, y compris haute et basse température, erreur de capteur
- ✓ Deux types d'indications d'alarme : bourdonnement sonore et lumière clignotante visible.
- ✓ Serrure de porte pour la sécurité du stockage

Conception humanisée:

- ✓ Porte latérale verticale avec poignée intégrée pour une ouverture facile ; limiter la charnière de la porte pour éviter les collisions lorsque la porte est ouverte.
- ✓ Conception de roulette verrouillable pour que le client puisse se déplacer au besoin.
- ✓ Fonction de protection par mot de passe du contrôleur pour éviter de modifier le paramètre de fonctionnement de manière aléatoire.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Congélateur Vertical

Modèle YR05097



Description du produit:

Performance		Système de réfrigération	
Écart de température	-10~-25°C	Compresseur/Marque	1/CUBIGEL
Température ambiante	10~+32°C	Réfrigérant	R290
Manette	Microprocesseur	Type de refroidissement	Refroidissement direct
Affichage	Affichage numérique	Type de dégivrage	Manuel
Données électriques		Dimensions	
Alimentation (V/Hz)	220~240V/50~60;115/60	Capacité	278L
Puissance nominale(W)	180	Taille intérieure (W•D•H)	480*415*1460mm
Courant électrique(A)	1.5	Taille extérieure (W•D•H)	670*640*1695mm
Consommation d'énergie	3kWh/24h	Taille de l'emballage (L•P•H)	730*670*1850mm
Alarme de panne de courant	8H	Nt/Gt (environ)	85/101kg
		Quantité de chargement(20' /40' /40' H)	24/51/51
Alarme		Accessoires	
Haute/basse température	Oui	Roulette	4
Erreur de capteur	Oui	Port d'alarme à distance	/
Panne électrique	/	Tiroirs intérieurs	sept
Porte entrouverte	Oui	Étagère	4
Défaillance du thermostat	Oui	Trou d'essai	1/25MM
Condenseur propre	/	Enregistreur de données	Optionnel



#Letsgivingore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

