



# LIGNES DE LABORATOIRE

## RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



**Kalstein**

*Un accompagnement différent, à votre service*



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

### Congélateur Vertical

Modelé YR05098



#### Description du produit:

Congélateur de laboratoire médical -10 °C ~ -25 °C avec trou de libération sous vide pour utilisation en laboratoire

#### Principales caractéristiques:

- ✓ Deux systèmes de contrôle de la température avec construction à double porte.
- ✓ Rangement flexible et facile grâce aux plateaux d'étagères réglables en hauteur
- ✓ Maintient la qualité des échantillons pendant la conservation
- ✓ 2 chambres complètement indépendantes avec leurs propres affichages de température

#### Conception de sécurité

- ✓ Pour conserver/gérer en toute sécurité les précieux échantillons, en plus d'une serrure de porte standard, un trou dans le loquet permet de fixer un cadenas.
- ✓ Fonctions de sécurité qui aident à protéger les échantillons précieux avec une capacité de contrôle de la température qui inhibe le changement de température à l'intérieur de la chambre et une fonction d'alarme/sécurité qui empêche les erreurs, l'unité maintient la qualité des échantillons conservés. Enregistreur de température (facultatif)
- ✓ Affichage/panneau de commande monté à l'avant situé à une hauteur pratique pour un accès facile
- ✓ Porte isolée avec joint pour la protection et l'uniformité des échantillons

#### Garantie:

- ✓ 1 an de pièces de rechange gratuites et d'assistance technique à distance.

#### Spécial:

- ✓ Les chambres haute et basse sont équipées de 2 circuits frigorifiques indépendants
- ✓ Les portes supérieures et inférieures séparées suppriment les fuites d'air froid pour une ouverture facile.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



## KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

### Congélateur Vertical

Modelé YR05098



#### Description du produit:

Performance		Système de réfrigération	
<b>Méthode de refroidissement</b>	Refroidissement direct	<b>Marque de compresseur/QTÉ</b>	CHINE/2
<b>Dégivrer</b>	Manuel	<b>Condenseur</b>	Tube en cuivre
<b>Réfrigérant</b>	R290	<b>Contrôleur de température</b>	Microprocesseur
<b>Écart de température</b>	-10~-25°C	<b>Capteur</b>	NTC
<b>Température ambiante</b>	10~32°C	<b>Affichage</b>	Affichage numérique
Données électriques		Dimensions	
<b>Fréquence de tension (V/Hz)</b>	220/50Hz	<b>Capacité(L/cu.ft)</b>	528/18.64
<b>Puissance(W)</b>	260W	<b>Taille extérieure(W•D•H)(mm)</b>	910*845*1875
<b>Courant(A)</b>	1,9 A	<b>Taille intérieure(W•D•H)(mm)</b>	(651*631.5*635)*2
Alarmes		Autre	
<b>Haute/basse température</b>	Oui	<b>Porte intérieure</b>	9 tiroirs × 2
<b>Panne électrique</b>	Oui	<b>Trou d'essai QTÉ/diamètre</b>	2/25MM
<b>Erreur de capteur</b>	Oui	<b>Port d'alarme à distance</b>	Oui
<b>Défaillance du contrôleur de température</b>	Oui	<b>Castor</b>	Oui



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

