



# LIGNES DE LABORATOIRE

## RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



**Kalstein**

*Un accompagnement différent, à votre service*



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

### Congélateur de banque de sang avec 12 tiroirs en acier inoxydable Pcs

304

Modèle YR05292



#### Description du produit:

Réfrigérateur banque de sang 1008L avec 12 tiroirs en acier inoxydable 304, température  $4\pm 1^{\circ}\text{C}$ .

**Les réfrigérateurs pour banques de sang PROMED sont spécialement conçus pour stocker les poches de sang et les produits dérivés du sang.:**

- ✓ Pour le stockage des poches de sang de 450 ml : 576 unités

#### Caractéristiques:

- ✓ Contrôleur à microprocesseur précis pour assurer une température constante de l'armoire  $4\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- ✓ Système de refroidissement à air pulsé spécialement conçu pour assurer une armoire sans givre et une bonne uniformité de température.
- ✓ Porte en verre trempé à trois couches avec chauffage pour éviter la condensation.
- ✓ Chambre intérieure en acier inoxydable 304 pour une utilisation conviviale et un nettoyage facile.
- ✓ Large plage de tension disponible : 187 V ~ 242 V

#### Sécurité:

- ✓ Verrou de porte de sécurité et mot de passe de réglage du contrôleur pour empêcher tout accès non autorisé.
- ✓ Batterie de secours intégrée pour afficher la température et faire fonctionner le système d'alarme sonore et visuel jusqu'à 8 heures sans alimentation secteur.
- ✓ Portes intérieures et ventilateur de refroidissement marche/arrêt automatique pour empêcher l'air froid de s'échapper lorsque la porte s'ouvre.
- ✓ Système d'alarme visuel et sonore : haute/basse température, panne de courant, erreur de capteur, porte entrouverte, dysfonctionnement de la batterie de secours
- ✓ Protection contre les pannes de courant : activez le délai du système de refroidissement après une panne de courant.
- ✓ Protection contre les erreurs du contrôleur : le système de refroidissement se souviendra du cycle de travail normal et continuera à fonctionner en fonction de cette mémoire lorsque le contrôleur ou deux capteurs sont défectueux.
- ✓ Imprimante de température : imprime automatiquement la température intérieure actuelle toutes les 15 minutes.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



# KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

## Congélateur de banque de sang avec 12 tiroirs en acier inoxydable Pcs

304

Modelé YR05292



### Description du produit:

<b>Modèle</b>	YR05292
<b>Performance</b>	
<b>Écart de température</b>	4°C±1°C
<b>Température ambiante</b>	10~32°C
<b>Manette</b>	Microprocesseur
<b>Afficher</b>	Affichage numérique
<b>Système de réfrigération</b>	
<b>Compresseur</b>	1
<b>Réfrigérant</b>	R134a
<b>Type de refroidissement</b>	Refroidissement à air forcé
<b>Type de dégivrage</b>	sans givre
<b>Alarme</b>	
<b>Haute/basse température</b>	Oui
<b>Erreur de capteur</b>	Oui
<b>Panne électrique</b>	Oui
<b>Porte entrouverte</b>	Oui
<b>Accessoires</b>	
<b>Roulette</b>	4
<b>Lampe</b>	DIRIGÉ
<b>Tiroir</b>	12
<b>Trou d'essai</b>	1/25mm
<b>Imprimante de température</b>	1
<b>Enregistreur graphique</b>	Optionnel
<b>Données électriques</b>	
<b>Alimentation (V/Hz)</b>	220/50~60 ; 115/60
<b>Puissance nominale(W)</b>	513
<b>Courant électrique(A)</b>	2,74
<b>Consommation d'énergie</b>	8,53 kWh/24h
<b>Dimensions</b>	
<b>Capacité</b>	1008L
<b>Taille intérieure (W•D•H)</b>	1100*684*1325mm
<b>Taille extérieure (W•D•H)</b>	1240*860*1895mm
<b>Taille de l'emballage (L•P•H)</b>	1300*960*2130mm
<b>Nt/Gt (environ)</b>	265/335kg
<b>Quantité de chargement(20'/40'/40'H)</b>	16/8/2016



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment found in a laboratory. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

