



LIGNES DE LABORATOIRE

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Congélateur debout avec acier pulvérisé de couleur

Modèle YR05307



Description du produit:

Le produit est largement utilisé pour stocker des matériaux biologiques, comme les vaccins, le plasma sanguin, etc. et notre congélateur médical a été expédié dans de nombreux pays et célèbre parmi les institutions de recherche, les sites cliniques en sciences de la vie, les tests électroniques et les marchés médicaux.

Design ergonomique:

- ✓ Enregistrement de données USB et enregistreur de température (en option).
- ✓ Serrure intégrée avec sécurité et beauté
- ✓ Conception de roulette verrouillable pour que le client puisse se déplacer au besoin

Fiabilité:

- ✓ Réfrigérant chimiquement stable, sans CFC, disponible dans le commerce et sans danger pour l'environnement.
- ✓ Contrôle par microprocesseur, affichage numérique, plage de température réglable : - 30 °C-40 °C
- ✓ Affichage numérique LED pour une observation claire,
- ✓ Conception à large tolérance de tension avec plage de tension applicable de 187-242 V/AC

Sécurité:

- ✓ Plusieurs alarmes de dysfonctionnement pour détecter les températures élevées et basses, les erreurs de capteur, la mise hors tension, le dysfonctionnement du contrôleur de température, la porte entrouverte.
- ✓ Deux types d'indications d'alarme : bourdonnement sonore et lumière clignotante visuelle.
- ✓ Design intérieur de l'armoire anticorrosion
- ✓ Protection contre les pannes de courant : l'appareil serait attaqué par le courant élevé lorsque tous les appareils redémarreraient simultanément, la fonction de retard de démarrage protégerait l'appareil contre les dommages

Principales caractéristiques:

- ✓ Affichage numérique à LED et tolérance d'incrément à 0,1 °C
- ✓ Porte intérieure indépendante pour réduire les fuites de refroidissement et fournir des performances de température intérieure plus stables
- ✓ Isolation en mousse d'uréthane haute densité sans CFC.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Congélateur debout avec acier pulvérisé de couleur

Modelé YR05307



Paramètre	Style	YR05307
Spécifications	Étagère/tiroir	Des étagères
	Méthode de refroidissement	Refroidissement direct
	Dégivrer	Manuel
	Réfrigérant	R290
	Consommation d'énergie (kWh/24h)	4
	Bruit (db)	48
	Température ambiante(°C)	10~32°C
	Plage de température(°C)	--30~-40°C
Système de refroidissement	Marque de compresseur/QTÉ	CUBIGEL/1
	Condenseur	Fil tubulaire
	Capteur	NTC
	Contrôleur de température	Microprocesseur
	Affichage	Affichage numérique
Pouvoir	Tension/fréquence(V/Hz)	220/50Hz
	Puissance(W)	300W
	Courant(A)	1.6A
Matériel	Matériau intérieur	Acier pulvérisé de couleur
	Matériel extérieur	Acier pulvérisé de couleur
	Isolation	PURF
Taille	Capacité(L/cu.ft)	328/11.58
	NT./GT.(kg)	110.3/132
	Taille extérieure(W*D*H)(mm)	685*670*1900
	Taille intérieure(W*D*H)(mm)	508*455*1393
	Taille de l'emballage(W*D*H)(mm)	750*760*2030
	CBM	1.16
Alarme	20GP/40GP/40HQ	21/48 /48
	Haute/basse température	Oui
	Panne électrique	Oui
	Erreur de capteur	Oui
	Défaillance du contrôleur de température	Oui
	Porte entrouverte	Oui
Accessoires	Système de sauvegarde de panne de courant (alarme)	8h
	Pied	Oui
	Castor	Oui
	Porte intérieure	Oui
	Trou d'essai QTÉ/diamètre	Oui
	Port d'alarme à distance	Oui
Autre	Certificat	ISO9001, ISO13485, ISO14001, CE



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 69760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

