



# LIGNES DE LABORATOIRE

## RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



**Kalstein**

*Un accompagnement différent, à votre service*



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

### Congélateur médical en acier à plaque pulvérisée

Modelé YR05318



#### Description du produit:

485L Chest Medical Freezer From China Made Of Sprayed Plate Steel For Hospital and Laboratory Use (congélateur médical 485L de Chine en tôle d'acier pulvérisée pour les hôpitaux et les laboratoires)

#### Les surgélateurs Promed sont conçus pour stocker des échantillons de produits.

- ✓ Large plage de température : 10 °C ~ 32 °C la température ambiante peut atteindre -10 °C ~ -25 °C
- ✓ Technologie de contrôle de température précise pour maintenir la température à 10 °C ~ -25 °C et avec une précision de 0,1 °C.
- ✓ Matériau externe en acier pulvérisé SPCC et chambre intérieure pour une utilisation conviviale et un nettoyage facile.
- ✓ Mousse de polyuréthane haute densité (65 mm)

#### Sécurité:

- ✓ Batterie de secours intégrée pour afficher la température et faire fonctionner le système d'alarme sonore et visuel jusqu'à 12 heures sans alimentation secteur.
- ✓ Système d'alarme visuel et sonore : haute/basse température, erreur de capteur, alarme de panne de thermostat, alarme de panne de courant.
- ✓ Protection contre les pannes de courant : activez le délai du système de refroidissement en cas de panne de courant, redémarrez la protection contre le délai.
- ✓ Verrouillage du clavier, protection par mot de passe pour éviter de définir des paramètres au hasard.
- ✓ Large plage de tension disponible : 198 V ~ 242 V.

#### Conception humanisée:

- ✓ 4 roulettes, 2 roulettes avec butée pour un déplacement et une fixation faciles.
- ✓ 1 trou de test standard (25 mm), pratique pour la surveillance de la température.

#### Certificat:

- ✓ ISO14001.ISO9001.ISO13485.ISO45001
- ✓ Liste FDA et CE

#### Garantie:

- ✓ 1 an de pièces de rechange gratuites et d'assistance technique à distance.

#### Spécial

- ✓ 4 alarmes visuelles et sonores. 1 trou d'essai standard (25 mm)



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



## KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

### Congélateur médical en acier à plaque pulvérisée

Modelé YR05318



<b>Model</b>	YR05318
<b>Performance</b>	
<b>Temperature Range</b>	-10~-25°C
<b>Ambient Temperature</b>	+10~+32°C
<b>Controller</b>	Microprocessor
<b>Display</b>	Digital Display
<b>Refrigeration System</b>	
<b>Compressor/Brand</b>	1 /CUBIGEL
<b>Refrigerant</b>	R290
<b>Cooling Type</b>	Direct cooling
<b>Defrost Type</b>	Manual
<b>Electrical Data</b>	
<b>Power Supply(V/Hz)</b>	220~240V/50~60;115/60
<b>Rated Power(W)</b>	295
<b>Electrical Current(A)</b>	2.45
<b>Power Consumption</b>	3.45 kWh/24h
<b>Dimensions</b>	
<b>Capacity</b>	485L/17.12 cu.ft
<b>Interior Size(W*D*H)</b>	1455*525*665mm
<b>Exterior Size(W*D*H)</b>	1655*755*915mm
<b>Package Size(W*D*H)</b>	1710*885*1020mm
<b>N.t./G.t.(approx)</b>	124/138KG
<b>Loading Qty(20"/40"/40"H)</b>	12/26/26
<b>Alarm</b>	
<b>High/Low Temperature</b>	Y
<b>Sensor Error</b>	Y
<b>Power Failure</b>	Y
<b>Accessories</b>	
<b>Caster</b>	6
<b>Remote alarm port</b>	/
<b>Test hole</b>	1/25MM



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S







**Kalstein.**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small specimens. This is a common piece of laboratory equipment that is used for a wide range of scientific research.

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a piece of laboratory equipment that is used to store and maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

