



Un accompagnement différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

SECTEUR MÉDICAL

SCANNER À ULTRASONS

www.kalstein.net/fr/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Scanner À Ultrasons

Doppler couleur

Modelé YR05150



Description du produit:

- ✓ Grand écran LED couleur de 15 pouces avec véritable fonction Doppler, ports USB et port VGA et 2 connecteurs de sonde.
- ✓ Batterie intégrée, qui peut fonctionner pendant au moins 3 heures lors de la mise hors tension.
- ✓ Application principale : Abdomen/cardiaque/obstétrique/gynécologie/urologie/andrologie/petites parties/vasculaire/pédiatrie/musculosquelettique et ainsi de suite
- ✓ MODES D'IMAGE : B, 2B, 4B, M, B/M, B/C, B/D, B/C/D, B/CFM/D, modèle CF+B simultanément, couleur PDI, double couleur, Sim2D simultané / Composite couleur 3D/4D, PW, CW Duplex/Triplex, CFM, CDE, PD, PD directionnel, CD. Anatomie M, Mode couleur M
- ✓ Doppler couleur basé sur PC avec système Windows, qui peut être connecté à n'importe quelle imprimante de n'importe quelle marque. La zone imprimée est réglable, qui peut être des images, des rapports, ou image + rapport, etc.
- ✓ Protocole DICOM 3.0 intégré
- ✓ Fonction multilingue : anglais, chinois, espagnol et portugais, russe, arabe, français, vietnamien, indonésien, allemand, persan, thaï, etc.

numéro de modèle	YR05150
garantie	2 ans
Service après vente	Retour et remplacement
Classification des instruments	Classe II
Type	Appareils de diagnostic à ultrasons portables doppler couleur portables de bonne qualité
Mode image	Modèle 2D, 3D, CF + B simultanément, PDI, DPDI, TDI, TSI, etc.
Contrôle des droits des utilisateurs	OUI
Connecteurs de sonde	deux
PW duplex et triplex librement commutés	OUI
Mesure IMT automatique	OUI
Fonction CW	OUI
Image de modèle complexe	OUI
Mesures automatiques de suivi PW	OUI
progiciel	Général, OB/GYN. Petites pièces, Urologie, Cardiaque



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a device used for storing laboratory equipment that needs to be maintained in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

