



LIGNES DE LABORATOIRE

ENCEINTES DE SÉCURITÉ BIOLOGIQUE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Enceintes De Sécurité Biologique

Hotte de laboratoire, résistance aux acides et aux alcalis, équipement de laboratoire hospitalier

Modèle YR05817 // YR05819



Description du produit:

- ✓ Panneau avant
- ✓ Déflecteurs de liner et de guidage Plaque anti-mélamine épaisseur 5 mm
- ✓ (Fenêtre) Verre trempé de 5 mm d'épaisseur
- ✓ Bécher exclusif en PP pour laboratoire
- ✓ Tuyau de vidange intégré
- ✓ plaque latérale inférieure
- ✓ plaque bas du dos
- ✓ fond mouvant inférieur
- ✓ Ventilateur axial intégré, collecteur d'air et tuyau anti-corrosion
- ✓ Avec régulateur de vent
- ✓ Panneau latéral supérieur (plaque en acier galvanisé de 1,2 mm d'épaisseur, extérieur pulvérisé à l'époxy)
- ✓ Tube LED intégré
- ✓ ventilateur et interrupteur de lampe
- ✓ Prise multifonctions étanche aux éclaboussures
- ✓ Noyau solide résistant à la corrosion de 12,7 mm, table de panneau physique et chimique
- ✓ Huisseries et panneaux de porte
- ✓ pied de réglage



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Enceintes De Sécurité Biologique

Hotte de laboratoire, résistance aux acides et aux alcalis, équipement de laboratoire hospitalier

Modelé YR05817 // YR05819



Spécification technique:

Modèle	YR05817	YR05818	YR05819
Taille externe (L x P x H) (mm)	1200*800*2350	1500*800*2350	1800*800*2350
Taille intérieure (L x P x H) (mm)	950*700*1150	1250*700*1150	1550*700*1150
hauteur du plan de travail	800mm		
ouverture maximale de la fenêtre	750mm		
Vitesse de l'air/volume d'air d'échappement	0.4-0.6m/s, 800-1000m³/h		
Bruit	≤60dB		
Lampe à LED	10W*1		
Ventilateur	Ventilateur à flux axial intégré ; vitesse réglable.		
fenêtre avant	Manuel, verre trempé de 5 mm, réglable en hauteur.		
Source de courant	AC220V±10%, 50/60Hz ;		
Consommation	100W		
Matériel	Corps principal	Acier laminé à froid de 1,2 mm d'épaisseur avec revêtement en poudre de résine époxy.	
	côté intérieur	Compact de 5 mm d'épaisseur, résistant aux acides forts et aux alcalis.	
	Table de travail	Résine phénolique résistante aux produits chimiques, épaisseur 12,7 mm.	
accessoire standard	Lampe à LED, ventilateur à flux axial intégré à vitesse réglable.		
	Prise étanche * 3		
	Conduit PP de 3 mètres, diamètre : 250 mm		
accessoire en option	Panneau de résine époxy ou panneau en céramique, robinet d'eau, robinet de gaz, évier d'eau		
	Souffleur centrifuge d'extérieur (300 W), résistant aux acides forts, aux alcalis.		
Poids brut	235	265	300



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?
Microscopes are precision instruments requiring delicate handling and maintenance. This is especially true for microscopes used in research and industry.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerators in a laboratory are one of the most important pieces of equipment that you need to maintain in a controlled environment (refrigerated space), without fluctuations in temperature.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

