



# LIGNES DE LABORATOIRE

## ENCEINTES DE SÉCURITÉ BIOLOGIQUE



**Kalstein**

*Un accompagnement différent, à votre service*



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Enceintes De Sécurité Biologique

Hotte de vapeur de laboratoire chimique de base en acier enduit d'époxyde

Modelé YR05808 // YR05812



### Description du produit:

- ✓ Panneau frontal
- ✓ Déflecteurs de liner et de guidage Plaque anti-mélamine épaisseur 5 mm
- ✓ Fenêtre : verre trempé de 5 mm d'épaisseur
- ✓ Bécher exclusif en PP pour laboratoire
- ✓ Tuyau de vidange intégré
- ✓ plaque latérale inférieure
- ✓ plaque bas du dos
- ✓ Ventilateur axial intégré, collecteur d'air et tuyau anti-corrosion
- ✓ Avec régulateur de vent
- ✓ Panneau latéral supérieur (plaque en acier galvanisé de 1,2 mm d'épaisseur. Extérieur époxy pulvérisé)
- ✓ Tube LED intégré
- ✓ ventilateur et interrupteur de lampe
- ✓ Prise multifonctions étanche aux éclaboussures
- ✓ Noyau solide anticorrosion de 12,7 m, panneau physique et chimique, table
- ✓ Huisseries et panneaux de porte



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Enceintes De Sécurité Biologique

Hotte de vapeur de laboratoire chimique de base en acier enduit d'époxyde

Modelé YR05808 // YR05812



## Spécifications techniques:

Modèle	YR05808	YR05809	YR05810	YR05811	YR05812
taille externe	650*650*	800*650*	1000*650*	1000*650*	1500*650*
(An. x Pr. x Al.) (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
taille interne	450*600*	600*600*	800*600*	1000*600*	1300*600*
(An. x Pr. x Al.) (mm)	750	750	750	750	750
surface de travail	800 millimètres				
Hauteur	750 millimètres				
ouverture maximale de la fenêtre	750 millimètres				
Vitesse de l'air/Echappement	0,4-0,6 m/s, 800-1000 m³/h				
volume d'air					
Bruit	≤60dB				
Lampe à LED	10W*1				
Ventilateur	Ventilateur à flux axial intégré ; vitesse réglable.				
fenêtre avant	Manuel, verre trempé de 5 mm, réglable en hauteur.				
Source de courant	CA220V±10%, 50/60Hz ;				
Consommation	100W				
Matériel	Corps principal	Acier laminé à froid de 1,2 mm d'épaisseur			
		avec revêtement en poudre de résine époxy.			
	côté intérieur	5 mm d'épaisseur compact, résistant			
		aux acides et alcalis forts.			
Table de travail	Résine phénolique résistante aux produits chimiques,				
	épaisseur 12,7 mm.				
Standard	Lampe LED, ventilateur à flux axial intégré				
Accessoire	à vitesse réglable.				
	Prise étanche * 2				
Optionnel	Conduit PP de 3 mètres, diamètre : 250 mm				
	Panneau en résine époxy ou panneau en céramique. Eau				
Accessoire	robinet, robinet de gaz, évier d'eau,				
	Ventilateur centrifuge extérieur (300 W), résistant aux				
	acide fort, alcalin.				
Poids brut	110	110	115	120	130



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
https://kalstein.eu  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S







**Kalstein.**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

