



# LIGNES DE LABORATOIRE

## ENCEINTES DE SÉCURITÉ BIOLOGIQUE



**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Enceintes De Sécurité Biologique

Hotte de vapeur de laboratoire chimique de base en acier enduit d'époxyde

Modelé YR05813 // YR05816



### Description du produit:

- ✓ Déflecteurs de liner et de guidage Plaque anti-mélamine épaisseur 5 mm
- ✓ Fenêtre : verre trempé de 5 mm d'épaisseur
- ✓ Bêcher exclusif en PP pour laboratoire
- ✓ Tuyau de vidange intégré
- ✓ plaque latérale inférieure
- ✓ plaque bas du dos
- ✓ Ventilateur axial intégré, collecteur d'air et tuyau anti-corrosion
- ✓ Avec régulateur de vent
- ✓ Panneau latéral supérieur (plaque en acier galvanisé de 1,2 mm d'épaisseur. Extérieur époxy pulvérisé)
- ✓ Tube LED intégré
- ✓ ventilateur et interrupteur de lampe
- ✓ Prise multifonctions étanche aux éclaboussures
- ✓ Noyau solide anticorrosion de 12,7 m, panneau physique et chimique, table
- ✓ Huisseries et panneaux de porte



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Enceintes De Sécurité Biologique

Hotte de vapeur de laboratoire chimique de base en acier enduit d'époxyde

Modelé YR05813 // YR05816



### Spécifications techniques:

Modèle		YR05813	YR05814	YR05815	YR05816
Taille externe (L x P x H) (mm)		800*650*1900	1000*650*1900	1200*650*1900	1500*650*1900
Taille intérieure (L x P x H) (mm)		600*600*750	800*600*750	1000*600*750	1300*600*750
hauteur du plan de travail		800mm			
ouverture maximale de la fenêtre		750mm			
Vitesse de l'air/volume d'air d'échappement		0.4-0.6m/s, 800-1000m³/h			
Bruit		≤60dB			
Lampe à LED		10W*1			
Ventilateur		Ventilateur à flux axial intégré ; vitesse réglable.			
fenêtre avant		Manuel, verre trempé de 5 mm, réglable en hauteur.			
Source de courant		AC220V±10%, 50/60Hz ;			
Consommation		100W			
Matériel	Corps principal	Acier laminé à froid de 1,2 mm d'épaisseur avec revêtement en poudre de résine époxy.			
	côté intérieur	5 mm d'épaisseur compact, résistant aux acides et alcalis forts.			
	Table de travail	Résine phénolique résistante aux produits chimiques, épaisseur 12,7 mm.			
accessoire standard		Lampe à LED, ventilateur à flux axial intégré à vitesse réglable.			
		Prise étanche * 2			
		Conduit PP de 3 mètres, diamètre : 250 mm			
accessoire en option		Panneau de résine époxy ou panneau en céramique, robinet d'eau, robinet de gaz, évier d'eau			
		Souffleur centrifuge d'extérieur (300 W), résistant aux acides forts, aux alcalis.			
Poids brut		110	110	115	120



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

