



LIGNES DE LABORATOIRE

INCUBATEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Incubateurs

Incubateur Chauffant pour Bain Sec

Modelé YR05889 // YR05890



Description du produit:

YR05889 – YR05890 sont un incubateur à bain sec avec couvercle chauffant contrôlé par un micro-ordinateur, un excellent contrôle de la température grâce à la technologie avancée de semi-conducteurs (à base de Peltier), qui peut fonctionner comme un cyclé thermique. Le DH-100 peut chauffer, le DC-100 peut chauffer et refroidir, ils peuvent être utilisés pour la conservation et la réaction des échantillons, l'amplification de l'ADN et le traitement de dénaturation des protéines, etc.



Caractéristiques:

- ✓ Conception d'impact, petite taille
- ✓ La fonction de couvercle chauffant peut être allumé / éteint selon les besoins
- ✓ Haute précision et bonne uniformité de température, vitesse de chauffage et de refroidissement rapide
- ✓ Température et temps d'affichage de l'écran tactile de 5 pouces facile à éditer, la température du couvercle de chauffage peut être réglée/affichée individuellement



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Incubateurs
Incubateur Chauffant pour Bain Sec
Modelé YR05889 // YR05890



Spécification Technique:

Modèle	YR05889	YR05890
Tension	AC100~240V, 50/60Hz	
Plage de réglage de la température du bloc	R.T. -25°C ~100°C	R.T. +5°C ~100°C
Plage de réglage de la température du couvercle	R.T. +5°C ~110°C	R.T. +5°C ~105°C
Minuteur	1s~99 min 59 sec (0 signifie infini)	
Précision De La Température Du Bloc	±0.5°C	
Précision de la température du couvercle	±1.0°C	
Uniformité De Température De Bloc	±0.5°C	
Précision de l'affichage	0.1°C	
Vitesse de chauffage (T.R. 25 °C)	37°C -100°C ≥ 7°C /min	
Vitesse De Refroidissement	100°C -37°C ≤ 8°C /min	—
Max. Étapes	10	
Max. Cycles	99	
Max. Puissance	200W	250W
Accessoires Optionnels:		
Type	Capacité	
YR05890-op1	96×0.2ml	
YR05890-op2	54×0.5ml	
YR05890-op3	35×1.5ml	
YR05890-op4	35×2.0ml	



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

