



# LIGNES DE LABORATOIRE

## INCUBATEURS



**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service



## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Incubateurs

### Incubateur de microbiologie

Modèle YR02056 // YR02058



#### Description du produit:

Il est doté d'une fonction de contrôle de la température et de l'humidité constantes. Il s'agit d'un équipement de base pour la protection de l'environnement, la médecine, les tests de médicaments, la santé et la prévention des épidémies, le bétail, l'aquaculture et d'autres départements de recherche scientifique et d'enseignement supérieur. Sans réfrigération équilibrée au fluor, dégivrage automatique, protection contre les retards, la chambre intérieure est fabriquée en acier inoxydable miroir, avec un dispositif d'éclairage intégré ; double porte, joint de porte magnétique ; humidificateur intégré de grande capacité avec prise d'eau automatique ; contrôle par micro-ordinateur avec fonction d'alarme en cas de dépassement de la température.

#### Introduction du produit:

Il est doté d'une fonction de contrôle de la température et de l'humidité constantes. Il s'agit d'un équipement de base pour la protection de l'environnement, la médecine, les tests de médicaments, la santé et la prévention des épidémies, l'élevage, l'aquaculture et d'autres départements de recherche scientifique et d'enseignement supérieur. Il est également largement utilisé dans le domaine du génie biologique et de l'analyse de l'eau, etc.

#### Caractéristique:

- ✓ La chambre intérieure est en acier inoxydable miroir.
- ✓ La chambre intérieure à coins semi-circulaires est facile à nettoyer.
- ✓ L'étagère peut être ajustée.
- ✓ Le contrôleur micro-informatique LED assure la constance de la température et de l'humidité.
- ✓ Paramétrage de la touche tactile.
- ✓ Minuterie, fonction d'alarme en cas de surchauffe.
- ✓ Fenêtre d'observation grand angle, permettant d'observer facilement les marchandises dans la chambre intérieure éclairée.
- ✓ Humidificateur de grande capacité, facile à utiliser
- ✓ Fonction de stérilisation par lumière UV, culture stérile de la zone de travail



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Incubateurs**  
**Incubateur de microbiologie**  
**Modèle YR02056 // YR02058**



**Description Technique:**

Modèle	Temp	Accu racy	Fluctuation (%)	Tension	Puissance (KW)	Taille intérieure	Dimension globale	Taille de l'emballage	Poids net (KG)	Poids d'expédition (KG)
	plage	(°C)		(V)		(mm)	(mm)	(mm)		
	;(°C)					(H*W*D)	(H*W*D)	(H*W*D)		
YR02056	0~60	±0.1	±0.5	220	0.4	580×450×380/ 100L	1100×590×620	1220×670×700	93	110
YR02057					0.6	800×500×380/ 150L	1350×640×660	1470×720×740	105	125
YR02058					0.8	1000×550×450/ 250L	1550×690×660	1670×770×740	133	



**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tel: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S.**







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a device used for storing and maintaining equipment that requires to maintain in a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

