



LIGNES DE LABORATOIRE

INCUBATEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Incubateurs

Incubateur de microbiologie

Modèle YR02053 // YR02055



Description du produit:

Avec fonction de contrôle de température et d'humidité constante. C'est une équipe basée sur la protection de l'environnement, la médecine, les tests de drogue, la santé et la prévention de l'épidémie, le bétail, l'aquaculture et d'autres services de recherche scientifique et d'université. En outre, une large application dans l'ingénierie biologique et l'analyse de l'eau et d'autres domaines.

Aucune réfrigération équilibrée au fluor, dégivrage automatique, protection de retard, la chambre interne est en acier inoxydable miroir, dispositif d'éclairage intégré; Double design, joint de porte magnétique; Humidificateur à haute capacité intégré avec prise d'eau automatique; Contrôle du micro-ordinateur avec minuterie, fonction d'alarme sur température.

Présentation du produit::

Avec fonction de contrôle de température et d'humidité constante. C'est une équipe basée sur la protection de l'environnement, la médecine, les tests de drogue, la santé et la prévention de l'épidémie, le bétail, l'aquaculture et d'autres services de recherche scientifique et d'université. En outre, il dispose d'une large application dans le domaine de l'ingénierie biologique et de l'analyse de l'eau, etc.

Caractéristique:

- ✓ La chambre interne est en acier inoxydable miroir.
- ✓ La chambre interne des coins semi-circulaires est facile à nettoyer.
- ✓ L'étagère peut être ajustée.
- ✓ Le contrôleur de micro-ordinateur LED rend la température et la consommation d'humidité.
- ✓ Définition de paramètres de clé tactile.
- ✓ Minuterie, fonction de surchauffe d'alarme.
- ✓ Fenêtre d'observation grand angle, facile à voir les marchandises dans la chambre interne éclairée.
- ✓ Humidificateur de grande capacité, facile à utiliser.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Incubateurs

Incubateur de microbiologie

Modèle YR02053 // YR02055



Description Technique:

Modèle	YR02053	YR02054	YR02055
Plage de température (°C)	0~60	0~60	0~60
Précision (°C)	±0.1	±0.1	±0.1
Fluctuation (%)	±0.5	±0.5	±0.5
Tension (V)	220	220	220
Puissance (kW)	0.4	0.6	0.8
Taille intérieure (mm) (H*W*D)	580×450×380/100L	800×500×380/150L	1000×550×450/250L
Dimension hors tout (mm) (H*W*D)	1100×590×620	1350×640×660	1550×690×660
Taille d'emballage (mm) (H*W*D)	1220×670×700	1470×720×740	1670×770×740
Poids net / kg)	93	105	133
Poids d'expédition (KG)	110	125	155



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

