



Un soutien différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

SECTEUR DU LABORATOIRE
COMPTEURS D'IONS



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Compteurs D'ions**Ionometre portable****Modèle YR01817 // YR01817-15****Description du produit :**

- ✓ Le Conductimètre YR01817 est un appareil de mesure multifonction avancé doté d'un grand écran LCD avec rétroéclairage blanc contrôlable. Il comprend une puce microprocesseur intégrée avec des fonctions intelligentes telles que la calibration automatique, la compensation automatique de la température (ATC), le stockage des données, les réglages de fonctions, le diagnostic automatique, l'extinction automatique et l'avertissement de sous-tension.
- ✓ Mode pH : Prend en charge la reconnaissance automatique de 25 tampons et la calibration jusqu'à 3 points.
- ✓ Mode de Conductivité : Mesure avec une haute précision de 0.5 µS/cm à 200 mS/cm et prend en charge les TDS, la salinité et la résistivité.
- ✓ Mode DO : Offre ATC, compensation automatique de la salinité et compensation manuelle de la pression avec un temps de polarisation rapide de 3 à 5 minutes.
- ✓ Mode ISE : Mesure du potentiel électrique, du pH, du PX, de l'ORP, de la concentration ionique et de la température, prenant en charge 6 unités de concentration et jusqu'à une calibration de 5 points.
- ✓ L'instrument de mesure polyvalent YR01817-1 dispose d'un écran LCD de 6,5 pouces avec une interface conviviale. Il comprend une puce microprocesseur intégrée offrant des fonctions intelligentes telles que la calibration automatique, la compensation automatique de la température (ATC), le stockage des données, l'affichage de l'horloge, la sortie USB, les réglages de fonctions, l'impression sans fil et le autodiagnostic.
- ✓ L'appareil teste le potentiel électrique, le pH, l'ORP, la concentration ionique et la température, et prend en charge le changement d'unités entre ppm, g/L et mol/L. L'impression Bluetooth sans fil en option et le transfert de données en temps réel vers les téléphones mobiles ajoutent de la commodité. Il dispose d'un affichage intelligent de l'état de l'électrode, de touches Omron durables évaluées pour plus de 100,000 utilisations, et peut stocker jusqu'à 1,000 jeux de données de test, transférables sur une clé USB pour un accès facile avec Excel.
- ✓ Le modèle YR01817-2 est un instrument de mesure avancé équipé d'un écran tactile capacitif couleur de 7 pouces, offrant une haute résolution (1024*600) et une sensibilité pour une expérience utilisateur améliorée. Il dispose d'une puce microprocesseur intégrée avec des fonctions intelligentes telles que la calibration automatique, la compensation automatique de la température (ATC), le stockage des données, l'affichage de l'horloge, la sortie USB, les réglages de fonctions, l'impression sans fil et le autodiagnostic.
- ✓ Cet appareil est capable de tester le potentiel électrique, le pH, le DX, l'ORP, la concentration ionique et la température, avec prise en charge des connexions PC. L'impression Bluetooth sans fil en option et le transfert de données en temps réel vers les téléphones mobiles ajoutent de la commodité.
- ✓ Un affichage intelligent de l'état de l'électrode assure la précision, et l'instrument peut stocker jusqu'à 1,000 jeux de données de test, transférables sur une clé USB pour un accès facile avec Excel..

**#Letsgivemore**

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Compteurs D'ions

Ionometre portable

Modèle YR01817 // YR01817-15



Spécifications techniques :

Modèle		YR01817	YR01817-1	YR01817-2
Plage de mesure	pH/pX	(-2,00~19,99)pH	(-2,00~20,00) pH, (0,00~14,00) PX	
	mV	±1999,9mV	(-1999,9~1999,9) mV	
	Concentration	10-19990), uints optionnels : mol/L, ppm, g/L		
	Température	(0~100)°C (Auto/manuel)		(-10~110.0)°C
Résolution	PH/pX	0,01pH/pX		
	mV	1mV		
	Concentration	4 chiffres significatifs exprimés en notation scientifique)		
	Température	0.1°C		
Accurary	PH/pX	±0,02pH/pX		
	mV	±0,1%FS		
	Concentration	±0.1%	±0.5%	
	Température	0,4°C	±0.1°C	
Autres	Stockage des données	200 ensembles	1000 ensembles	
	Puissance	1,5V x2	12V/1A	
	Sortie	USB		
	Temp. ambiante	5-35°C		
	Ambiance Humidité	<85%		
	Classe IP	IP57	IPS4	



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





POUR TOUS LES CLIENTS KALSTEIN

REJOIGNEZ KALSTEIN+ NOUVELLE PLATEFORME !

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES !



Intelligence artificielle

Outil de pointe (intégré dans toutes les pages web) nécessaire à la préparation rapide d'appels d'offres ou de demandes ordinaires.



Dispositif technologique

Un appareil de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein...



Plateforme K+

Le client distributeur peut créer son entreprise et établir ses devis automatiquement avec les frais d'expédition vers la destination finale, toujours avec l'identité de son entreprise..

BUSINESS SOLUTIONS!

✓ Service de marketing

Création de contenu pour le blog et de guides informatifs pour le positionnement SEO

✓ Dropshipping

Pour la réception et la préparation de la commande au nom de votre entreprise et son envoi au client final connecté au système de suivi Kalstein avec personnalisation du produit.

✓ Réductions spéciales

Jusqu'à 41% plus 4% sur les frais de port

INTRODUCTION DE LA NOUVELLE ÈRE DES ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS KALSTEIN

Nous avons le plaisir d'annoncer le développement d'un complément révolutionnaire à notre gamme de produits : un dispositif de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein.

CONTACT US

| (+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

| Mail: sales.department@kalstein.eu

| www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

**CONNECTEZ-VOUS
AVEC NOUS
SUR KALSTEIN+**

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?



COMMENT DEMANDER UN APPEL VIDÉO ?

Chez Kalstein+, nous nous engageons à vous fournir le meilleur service possible, en nous adaptant à vos besoins de manière personnalisée et efficace. C'est pourquoi nous vous invitons cordialement à nous rejoindre lors d'un appel vidéo.



+(33) 7 77 66 24 64



COMMENT TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Téléchargez l'application Kalstein+ dès maintenant et emportez l'expérience Kalstein avec vous où que vous alliez ! Ne manquez pas l'occasion de rester au courant des dernières nouvelles et des offres spéciales.



Télécharger sur le
Play Store



Télécharger sur le
APP Store

CONTACT US

+(33) 01 70 39 26 50 / +(33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.