



Un accompagnement différent pour votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

SECTEUR MÉDICAL

LAMPES D'OPÉRATION

www.kalstein.net/fr/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Lampes D'Opération

Lampe de fonctionnement

Modèle YR02125 // YR02140



Description du produit:

- ✓ Notre concept d'opération ergonomique et stérile permet un contrôle simple et flexible de toutes les fonctions par l'équipe chirurgicale.
- ✓ La durée de vie quasi illimitée des LED offre une fiabilité du produit et une protection de l'investissement considérables.
- ✓ Proactif sur le plan environnemental : la faible consommation d'énergie et les LED durables minimisent l'impact sur nos précieuses ressources.

Caractéristiques:

- ✓ Mode Endo.
- ✓ Éclairage profond.
- ✓ Technologie de gradation PWM, sans scintillement.
- ✓ Lumière froide LED, la température de la tête augmente de moins de 1°C.
- ✓ L'indice de rendu des couleurs élevé permet de visualiser clairement les tissus et les organes.
- ✓ Poignée de stérilisation amovible.
- ✓ Réglage du champ lumineux.



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Lampes D'Opération

Lampe de fonctionnement

Modelé YR02125 // YR02140



Modèle	YR02125	YR02126	YR02127	YR02128	YR02129	YR02130	YR02131	YR02132
Diamètre de la tête (mm)	700	500				500/500	500	300
Nombre d'ampoules LED	80pcs	48pcs		80pcs		160pcs	80pcs	25 pièces
Éclairage (Lux)	160000	140000		100000		≥100,000/100,000	≥60,000	≥70,000
IRC (Ra)	Ra>95			Ra>85				92
Température de couleur (K)	3500-5000			4800±300			4500±500	4800±200
Profondeur d'éclairage (mm)	1200			≥500				300
Diamètre du spot (mm)	120-300			160-220				150
Durée de vie des LED (h)	50 000 heures							
Modèle	YR02133	YR02134	YR02135	YR02136	YR02137	YR02138	YR02139	YR02140
Diamètre de la tête (mm)	300			250		300		100
Nombre d'ampoules LED	25 pièces	7pc ampoules LED		12pc ampoules LED		19pc ampoules LED		Ampoule halogène
Éclairage (Lux)	≥70,000	≥30000		60000		≥80000		≥50,000
IRC (Ra)	92			100≥Ra≥85		≥85	100≥Ra≥85	-
Température de couleur (K)	4800±200	4500±500		4500±500			3500,4000,4500	4000±500
Profondeur d'éclairage (mm)	300	≥700						300
Diamètre du spot (mm)	150	100-280						150
Durée de vie des LED (h)	50 000 heures	≥40 000 heures						



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a device that is one of the most important pieces of laboratory equipment. It is used to store samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

