



LIGNES DE LABORATOIRE

NETTOYEUR À ULTRASONS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Nettoyeur à Ultrasons

Limpeur ultrasonique d'écriture

Modèle YR05220 // YR05228



Description du produit:

Capacité de notre nettoyeur à ultrasons de bureau de 2 litres à 30 litres. La machine de nettoyage à ultrasons génère de l'électricité à fréquence ultrasonore, qui est convertie par un convertisseur d'énergie en oscillation mécanique à haute fréquence qui est transférée au liquide de nettoyage.

Caractéristiques du nettoyeur à ultrasons dentaire:

- ✓ Circuit pilote de générateur d'ultrasons MCU-sweep propriétaire pour présenter de meilleures performances de nettoyage et minimiser le niveau de bruit.
- ✓ Transducteur à ultrasons industriel exclusif avec une valeur Q élevée et une efficacité de conversion d'énergie et une longue durée de vie.
- ✓ Colle haute résistance importée, collage sans agrafes et longue durée de vie du réservoir.
- ✓ Chronométrage numérique pour le contrôle du chauffage entre 1 et 99 minutes et réglage de la température entre 1 et 80 °C.
- ✓ Réservoir interne fabriqué en acier inoxydable SUS304 de 1,0 mm pour présenter de bonnes performances et une longue durée de vie.
- ✓ Panier de nettoyage en acier inoxydable 304 et électropoli.
- ✓ Coque extérieure en acier inoxydable de haute qualité pour présenter une bonne résistance à la corrosion.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Nettoyeur à Ultrasons

Limpeur ultrasonique d'écriture

Modèle YR05220 // YR05228



Modèle	Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Volume (L)	Poids brut	Puissance ultrasonique	Puissance de chauffage	Vanne de vidange	Fréquence (KHz)	Temps (Min)	Température de chauffage (°C)
				(KG)	(W)	(W)				
YR05220	240*135*10 0	268*170*29 0	3.2	6.7	120	100	Oui	40	1 ~ 99	1~80
YR05221	240*135*15 0	268*170*29 0	5.0	7.2	120	200	Oui			
YR05222	300*150*10 0	325*178*29 0	4.5	7.5	180		Oui			
YR05223	300*150*15 0	325*178*29 0	6.8	7.7	180	200	Oui			
YR05224	300*240*15 0	368*270*29 0	11	8.5	240	300	Oui			
YR05225	330*300*15 0	397*335*31 7	15	11.5	360	400	Oui			
YR05226	330*300*20 0	397*335*36 8	20	12.5	360		Oui			
YR05227	500*300*15 0	560*320*31 7	22	14.5	480	500	Oui			
YR05228	500*300*20 0	560*320*38 5	30	16.0	600	500	Oui			



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S.





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing and maintaining equipment that requires to maintain in a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

