



Un accompagnement différent à votre service



**Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

# LABORATOIRE SECTEUR

---

# CENTRIFUGES

[www.kalstein.net/fr/](http://www.kalstein.net/fr/)



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.





**KALSTEIN® Centrifuges****Micro-centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse****Modelé YR111-5****Description du produit:**

Cette centrifugeuse polyvalente est dotée d'une technologie avancée et intelligente. Contrôle par micro-ordinateur, grand écran tactile LCD. Reconnaissance automatique du rotor. Elle dispose de 9 niveaux d'accélération et de décélération au choix.

**Performances techniques :**

- ✓ Cette centrifugeuse polyvalente est dotée d'une technologie avancée et intelligente.
- ✓ Contrôle par micro-ordinateur, grand écran tactile LCD.
- ✓ Reconnaissance automatique du moteur.
- ✓ Il y a 9 fichiers d'accélération et de décélération pour votre choix.
- ✓ Le nouveau verrouillage électronique assure la sécurité de l'essorage. Il est équipé d'un dispositif de sécurité en cas de survitesse, d'un dispositif de sécurité en cas de sur-température et d'un dispositif d'alarme automatique.
- ✓ Option préprogrammée et fonction de stockage de la mémoire.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). Certifié par l'US FDA.

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



**KALSTEIN® Centrifuges**

Micro-centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse

Modèle YR111-5

**Spécifications techniques:**

<b>Modèle</b>	YR111-5
<b>Vitesse maximale</b>	16500r/min
<b>FCR max.</b>	21532×g
<b>Capacité maximale</b>	1,5 ml/2,2 ml×36
<b>Précision de la vitesse</b>	± 30r/min
<b>Réglage de l'heure</b>	1min~99h 59min
<b>Réglage de la température</b>	-20 ~ +40 °C
<b>Précision de la température</b>	±1 °C
<b>Unité de compresseur</b>	Unité de compression French Tecumseh R134a
<b>Bruit</b>	<65 dB(A)
<b>Alimentation</b>	AC110V/60Hz AC220V/50Hz
<b>Dimension (L×W×H)</b>	280mm×540mm×300mm
<b>Taille d'emballage (L×W×H)</b>	480mm×670mm×585mm
<b>Poids net</b>	30kg



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S.










**KALSTEIN® Centrifuges**

Micro-centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse

Modelé YR111-5



<p>No.1</p> 	<p>N°1</p> <p>Capacité : 1,5 ml×12 Vitesse : 16500r/min RCF : 18360×g</p> <p>Adaptateurs : 0,2 ml, 0,5 ml</p>	<p>No.2</p> 	<p>N°2</p> <p>Capacité : 5 ml×12 Vitesse : 12000r/min RCF : 10142×g</p> <p>Adaptateurs : 0,5 ml, 1,5 ml</p>
<p>No.3</p> 	<p>N°3</p> <p>Capacité : 1.5ml / 2.2ml ×24 Vitesse : 15000r / min RCF : 21532×g</p> <p>Adaptateurs : 0,2 ml, 0,5 ml</p>	<p>No.4</p> 	<p>N°4</p> <p>Capacité : 1.5ml / 2.2ml ×36 Vitesse : 12000r / min RCF : 13813×g</p> <p>Adaptateurs : 0,2 ml, 0,5 ml</p>
<p>No.5</p> 	<p>N°5</p> <p>Capacité : 0,5 ml×48 Vitesse : 12000r/min RCF : 10920×g</p>	<p>No.6</p> 	<p>N°6</p> <p>Capacité : 3×8×0,2 ml pour PCR</p> <p>Vitesse : 15000r/min RCF : 13800×g</p>
<p>No.7</p> 	<p>N°7</p> <p>Capacité : 0,5 ml×18 Vitesse : 16000r/min RCF : 15300×g</p>		

#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW

**How does the climate affect your microscope?**

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW

**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>  
<https://www.kalstein.fr/>

