



LIGNES DE LABORATOIRE

MICROSCOPE



Kalstein®

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Microscope
Microscope Biologique de Laboratoire
Modelé YR0267A // YR0267B



Description du produit:

- ✓ Système optique NIS Infinité
- ✓ Les objectifs du plan Nis Infinité peuvent fournir une image très plate et à contraste élevé
- ✓ Jusqu'à Fn 22. Avec les oculaires à champ large Fn 22, le système vous donne toujours une netteté,
- ✓ Excellente résolution d'image et rapport signal/bruit élevé.
- ✓ revolver codé
- ✓ Vous pouvez mémoriser la luminosité de l'éclairage lors de l'utilisation de chaque objectif.
- ✓ Lorsque différentes cibles se retournent,
- ✓ L'intensité lumineuse est automatiquement ajustée pour réduire la fatigue oculaire et améliorer l'efficacité du travail.



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tlf: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Microscope

Microscope Biologique de Laboratoire

Modelé YR0267A // YR0267B



Spécifications techniques:

Modèle	Cata. Non.	YR0267A	YR0267B
Système optique	Système optique à l'infini NIS	●	●
méthode d'observation	champ libre	●	●
	terrain sombre	○	○
	Polarisant	○	○
	contraste de phase	○	○
	Épi-fluorescence	○	○
Tête	Tête binoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, distance interpupillaire 47-78 mm, diamètre du tube oculaire 30 mm YR0267B-op1	●	
	Tête trinoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, distance interpupillaire 47-78 mm, diamètre du tube oculaire 30 mm, longueur de trajet fixe 50:50 YR0267B-op2		●
	Tête trinoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, distance interpupillaire 47-78 mm, diamètre du tube oculaire 30 mm, trajet lumineux commutable 0:100/100:0 YR0267B-op3	○	○
	Tête binoculaire inclinable, inclinée de 5° à 35°, distance interpupillaire 47-78 mm, diamètre du tube oculaire 30 mm YR0267B-op4	○	○
	tête numérique, appareil photo numérique 5.0M intégré, prise en charge d'Android, IOS, Windows, image de sortie WIFI en temps réel YR0267B-op5	○	○
	Mise à jour vers A31.1062-5.0M		
	Tête numérique, appareil photo numérique sans fil 5.0M intégré, compatible avec Android, IOS, Windows, image de sortie WIFI en temps réel, logiciel APP, en scannant le code QR sur le microscope, en installant l'APP et en identifiant le microscope, vous pouvez voir la microimage sur téléphone mobile et tablette. YR0267B-op6	○	○
Mise à niveau vers A31.1062-5.0W			
Oculaire	EW10x/22 mm, dioptrie réglable, diamètre 30 mm YR0267B-op7	●	●



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 69760710 / +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>


Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

