



# LIGNES DE LABORATOIRE

MICROSCOPE



## Kalstein®

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



**KALSTEIN® Microscope****Microscope Inversé****Modelé YR0245****Description du produit:**

Le microscope optique ou microscope organique est un instrument équipé d'une lentille et d'un oculaire pour rehausser l'image d'un objet afin d'en percevoir les détails. C'est l'outil parfait pour votre conquête infiniment petite. Le microscope de laboratoire est utilisé en routine. Il permet de visualiser l'infiniment petit avec une grande précision et une qualité d'image irréprochable. Pour cette raison, notre sélection met en avant des microscopes performants, ergonomiques et robustes, caractéristiques essentielles pour une observation de qualité.°

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A.S**



**KALSTEIN® Microscope****Microscope Inversé****Modelé YR0245****Spécifications techniques:**

<b>Des modèles</b>	YR0245	
<b>Système optique</b>	Système optique Infinity	
<b>Tête</b>	Tête binoculaire Siedentopf, inclinée à 45°, rotative à 360°, interpupillaire 48-75 mm	
<b>Oculaire</b>	Oculaire grand champ WF10x/22, diamètre du tube oculaire 30mm	
<b>Muserolle</b>	Revolver à objectif quintuple rotatif	
<b>Objectif</b>	Objectif achromatique LWD Infinity Plan 4x//0.10 WD=22	
	Objectif à contraste de phase à plan infini LWD	10x/0.25WD=6
		20x/0.4WD=3.1
	40x/0.55WD=2.2	
<b>Approcher</b>	Réglage coaxial fin et grossier, division fine 0,002 mm, plage de mouvement vers le haut 4,5 mm / vers le bas 4,5 mm	
<b>Condenseur</b>	Condensateur ELWD NA0.3, longue distance de travail 72mm,	
	Sans condenseur atteindre 150 mm suffisant pour boîte de Petri	
<b>Contrat par phases</b>	Télescope de centrage (φ30mm)	
	Plaque d'anneau de phase 10x, 20x, 40x (réglable)	
<b>étape de travail</b>	Plateau de travail large et simple 230×170 mm	
	insert en verre	
	Platine mécanique amovible, commande coaxiale X, Y, plage de déplacement 80 × 120 mm	
	étage auxiliaire	
	Titulaire Terasaki	
	Support de boîte de Pétri φ38	
	Support de boîte de Pétri φ54	
<b>Éclair</b>	Lampe halogène 6V/30W, luminosité réglable	
<b>Filtre</b>	Bleu, Vert, Verre Dépoli, Dia. 45mm	
<b>Gadgets en option</b>		Numéro d'article
<b>Oculaire</b>	Oculaire grand champ WF15x/16	YR0245-op1
	Oculaire grand champ WF20x/12	YR0245-op2
<b>Objectif</b>	Cible de réglage du boîtier de la lampe	YR0245-op3
<b>Adaptateur</b>	1.0x monture C	YR0245-op4
	Monture C 0,5x	YR0245-op5

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigerator is a device used for storing laboratory equipment that needs to be maintained in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

