



# LIGNES DE LABORATOIRE

MICROSCOPE



**Kalstein**

*Un accompagnement différent, à votre service*



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Microscope


### Microscope binoculaire de laboratoire

Modelé YR0243 // YR0244



#### Description du produit:

- ✓ Objectif achromatique infini 4x, 10x, 40x, 100x
- ✓ Condenseur d'Abbe NA1.25, centre réglable
- ✓ Lampe Halogène 12V20W, Luminosité Réglable
- ✓ Système de mise au point coaxiale grossière et fine à position basse
- ✓ Tête binoculaire (triloculaire) Seidentopf, inclinée à 30°, rotative à 360°



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Microscope

## Microscope binoculaire de laboratoire

### Modelé YR0243 // YR0244



#### Spécifications techniques:

Modèle		YR0243	YR0244
Tête	Tête binoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, rotative à 360°, entraxe 48-75 mm	•	
	Tête trinoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpulmonaire 48-75 mm		•
Oculaire	WF10x/20 mm champ large, tube oculaire de 30 mm de diamètre, 2 pièces.	•	•
Muserolle	Revolver quadruple à l'envers	•	•
Système optique	Système optique Infinity	•	•
Objectif	Plan infini achromatique 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65(S), 100x/1.25(S,huile)	•	•
grossissement	40x-1000x	•	•
Décor	Platine mécanique double couche, 230 × 150 mm, amplitude de mouvement 54 × 78 mm, double curseur, bouton de commande coaxial X / Y à position basse, avec guide de voyage anti-rayures	•	•
Approcher	Mise au point grossière et fine coaxiale en position basse.	•	•
	Échelle de mise au point fine de 0,002 mm, plage de déplacement de 25 mm, avec arrêt de sécurité	•	•
Condenseur	NA1.25 Abbe Condense, Iris Diaphragm, avec porte-filtre, plage haut/bas 25 mm, centre réglable, avec porte-filtre	•	•
Filtre	Vert	•	•
Source de lumière	Lampe Halogène 12V/20W, Luminosité Réglable	•	•
<b>Remarque : « • » Dans le tableau, il y a des tenues standard</b>			
Articles	A12.1010 Microscope biologique de laboratoire Accessoires optionnels		
Oculaire	WF15x/16 mm champ large, tube oculaire de 30 mm de diamètre		YR0244-op1
	WF20x/12 mm champ large, tube oculaire de 30 mm de diamètre		YR0244-op2
Objectif	Plan Infini Achromatique 20x		YR0244-op3
	Plan Infini Achromatique 60x		YR0244-op4
Muserolle	Revolver à objectif quintuple rotatif		YR0244-op5
Éclair	éclairage kohler		YR0244-op6
Adaptateur	adaptateur photo		YR0244-op7
	Monture C 0,4x		YR0244-op8
	Monture C 0,5x		YR0244-op9
terrain sombre	Champ sombre condensé, sec		YR0244-op10
	condensation fond noir, immersion		YR0244-op11
Polarisant	Kit de polarisation simple		YR0244-op12
contraste de phase	Jeu de contraste de phase		YR0244-op13
Fluorescent	Kit EPI-Fluorescent		YR0244-op14



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
https://kalstein.eu  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S







**Kalstein.**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument used for observing objects that are too small to be seen by the naked eye. This is a common piece of laboratory equipment used for scientific research.

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a device used for storing and maintaining laboratory equipment that requires to maintain in a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

