



# LIGNES DE LABORATOIRE

MICROSCOPE



**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



**KALSTEIN® Microscope**  
**Microscope de laboratoire**  
**Modelé YR0237**



**Description du produit:**

- ✓ Tête binoculaire, oculaires WF 10x/18 mm
- ✓ Objectifs achromatiques demi-plans Infinité
- ✓ Condensateur réglable à centre coulissant N.A1.25
- ✓ Bouton de mise au point grossière et fine pratique
- ✓ Bouton de réglage de la luminosité
- ✓ voyant d'alimentation



**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A.S**



**KALSTEIN® Microscope**  
**Microscope de laboratoire**  
**Modelé YR0237**



Modèle		YR0237	YR0237-1
Tête	Tête binoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, distance interpupillaire 52-75 mm, tubes oculaires tournés de 180° vers le haut et vers le bas	0	
	Tête trinoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, distance interpupillaire 52-75 mm, tubes oculaires tournés de 180° vers le haut et vers le bas		0
Oculaire	Oculaire grand champ WF <sub>10x</sub> /18mm		
Objectif	Objectif achromatique semi-plan infinity 4X, 10X, 40X, 100X		
Muserolle	Revolver quadruple à l'envers		
Décor	Platine mécanique double couche, taille 140x140 mm, plage de déplacement 75x50 mm		
Condenseur	Condensateur réglable à centre coulissant NA1.25		
Approcher	Réglage grossier et fin coaxial, amplitude de mouvement de 20 mm		
Éclair	Éclairage S-LED, luminosité réglable		
<b>Accessoires optionnels pour microscope biologique de laboratoire</b>			
Oculaire	WF <sub>10x</sub> /20mm, dioptrie réglable		YR0237-1-op1
Objectif	Objectif achromatique Infinity Plan 4X		YR0237-1-op2
	Objectif achromatique Infinity Plan 10X		YR0237-1-op3
	Objectif achromatique Infinity Plan 40X		YR0237-1-op4
	Objectif achromatique Infinity Plan 100X		YR0237-1-op5
Éclair	Lampe halogène 6V20W, luminosité réglable		YR0237-1-op6
terrain sombre	Condensateur à fond noir, sec, NA0.7~0.9		YR0237-1-op7
	Condensateur fond noir, immersion, NA1.25~1.36		YR0237-1-op8
	Objectif Darkfield, plan infini 100X,		YR0237-1-op9
	Observation en fond noir en immersion		
	Objectif fond noir, Infinity Plan 100X, avec diaphragme Iris		YR0237-1-op10
Observation en fond noir en immersion			
contraste de phase	Réseau de contraste de phase de tourelle à plan infini		YR0237-1-op11
	-Condenseur de contraste de phase de tourelle à plan infini		
	-Infinity Plan Phase Contrast Objective 4X, 10X, 40X, 100X		
	-Télescope de centrage 10X		
	-Objectif à contraste de phase InfinityAchromatic 4X, 10X, 40X, 100X		
	-Télescope de centrage 10X		



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tlf: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
 KALSTEIN FRANCE, S.A. S







**Kalstein.**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

