



LIGNES DE LABORATOIRE

MICROSCOPE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Microscope

Microscope de laboratoire halogène manuel


Modelé YR0266A // YR0266C



Description du produit:

YR0266A // YR0266C est un nouveau microscope de laboratoire scientifique entièrement automatisé de qualité recherche, équipé d'une plate-forme électrique, d'une mise au point automatique, d'une conversion d'objectif électrique, d'un contrôleur d'écran tactile et d'un puissant logiciel d'imagerie ; Grâce à la connexion précise entre les pièces, les fonctions d'observation au microscope, d'acquisition d'image et de traitement d'image sont réalisées, et les opérations répétitives sont réduites. De plus, il peut restaurer les réglages du microscope et les réglages des paramètres de la dernière opération et améliorer la stabilité et la précision des images du microscope. Le fonctionnement du microscope peut être si rapide et efficace.

Microscope Séries Produits révolutionnaires intelligents, conception ergonomique du confort d'utilisation, imagerie rapide et efficace pour les opérations cliniques et de laboratoire, les applications de microscope ont apporté une percée révolutionnaire.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Microscope**Microscope de laboratoire halogène manuel****Modèle YR0266A // YR0266C****Spécifications techniques:**

Microscope de laboratoire scientifique de niveau de recherche motorisé entièrement automatique		numéro d'accessoire	YR0266A	YR0266B	YR0266C
Système optique	Système optique Infinity NIS60		•	•	•
méthode d'observation	champ libre		•	•	•
	terrain sombre		○	○	○
	Polarisant		○	○	○
	contraste de phase		○	○	○
	fluorescent		○	○	○
	DÉC		○	○	○
Corps principal	Carrosserie manuelle + éclairage halogène.	YR0266C-op1	•	–	–
	Corps manuel + éclairage LED.	YR0266C-op2	•	–	–
	Carrosserie semi-automatique + éclairage halogène.	YR0266C-op3	–	•	–
	Nez automatique + condenseur automatique + réglage automatique de la luminosité				
	Carrosserie semi-automatique + éclairage LED.	YR0266C-op4	–	•	–
	Nez automatique + condenseur automatique + réglage automatique de la luminosité				
	Carrosserie complète + éclairage LED.	YR0266C-op5	–	–	•
	Nez automatique + luminosité automatique + scène X/Y/Z automatique + écran tactile LCD				
Tête binoculaire Seidentopf, inclinée à 30°.	YR0266C-op6	○	○	○	
Distance interpupillaire 47-78mm					

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?
Microscopes are precision instruments requiring delicate handling and maintenance. This is why most microscopes are housed in a controlled environment such as a laboratory refrigerator.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerators in a laboratory are one of the most important pieces of equipment that you need to maintain in a controlled environment (refrigerated space), without fluctuations in temperature.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

