



LIGNES DE LABORATOIRE

MICROSCOPE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Microscope
Microscope de laboratoire trinoculaire
Modèle YR0231



Description du produit:

- ✓ Tête trinoculaire Seidentopf, 30°. Incliné, rotatif à 360 °, inter pupillaire 48-75 mm, dioptrie du tube oculaire gauche réglable
- ✓ Embout tournant quintuple tournant, avec rainure coulissante
- ✓ Objectif achromatique Infinité Plan 4x, 10x, 40x, 100x
- ✓ Platine mécanique double couche, 185 x 142 mm, amplitude de mouvement 55 x 75 mm
- ✓ Condensateur à bascule NA0.9/0.25
- ✓ Lampe halogène 6V30W, éclairage extérieur Kohler, avec collecteur asphérique, luminosité réglable FUSE Circuit de protection, remplaçable
- ✓ Réglage grossier et fin coaxial, plage de mise au point de 24 mm, division fine de 0,001 mm, course grossière de 37,7 mm, verrouillage



#Letsgivemore ♥
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Microscope

Microscope de laboratoire triloculaire

Modelé YR0231



Modèle	YR0231	
Système optique	Système optique Infinity Plan	
Fonction	Champ clair, champ noir en option, polarisation, contraste de phase, fluorescent	
Tête	Tête trinoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, rotative à 360°, interpupillaire 48 ~ 75 mm, tube oculaire gauche réglable en dioptrie	
Oculaire	Oculaire à champ extra large EW10x/22 mm, tube oculaire de 30 mm de diamètre	
Muserolle	Embout tournant quintuple tournant, avec rainure coulissante	
Objectif	Objectif achromatique Infinity Plan 4x, 10x, 40x, 100x	
Approcher	Réglage grossier et fin coaxial, plage de mise au point 24 mm, division fine 0,001 mm, course grossière 37,7 mm	
étape de travail	Platine mécanique double couche, 185*142mm, plage mobile 55*75mm	
Condenseur	Condensateur à bascule NA0.9/0.25	
Éclair	Lampe Halogène 6V30W, Éclairage Kohler Externe, Avec Collecteur Asphérique, Luminosité Réglable	
Filtre	Vert bleu	
Adaptateur	Adaptateur Trinoculaire + Adaptateur Photo Tube Oculaire Dia.23.2mm	
Gadgets en option		
Tête	Tête binoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, interpupillaire 48~75mm	YR0231-op1
	Mise à niveau vers une tête binoculaire inclinable de 5° à 35°	YR0231-op2
	Mise à niveau vers une tête trinoculaire inclinable de 5° à 35°	YR0231-op3
Oculaire	Oculaire extra large EW10x/20 mm, tube oculaire de 30 mm de diamètre	YR0231-op4
	Oculaire à champ extra large EW20x/12 mm, tube oculaire de 30 mm de diamètre	YR0231-op5
	Oculaire extra large EW15x/16 mm, tube oculaire de 30 mm de diamètre	YR0231-op6
Objectif	Objectif achromatique Infinity Plan 20x	YR0231-op7
	Objectif achromatique Infinity Plan 60x	YR0231-op8
Muserolle	revolver sextuple	YR0231-op9
Éclair	Mise à niveau vers une lampe halogène 24V50W, pour une meilleure vision dans l'obscurité	YR0231-op10
	Mise à niveau vers une lampe halogène 24V100W, pour une meilleure vision dans l'obscurité	YR0231-op11
Adaptateur	Monture C 0,45x	YR0231-op12
terrain sombre	Condensateur à fond noir, NA 0,7 ~ 0,9, sec, Utiliser avec un objectif de grossissement 40x ou inférieur	YR0231-op13
	Condensateur à fond noir, NA 1,25 ~ 1,36, Immersion, Utiliser avec un objectif 100x	YR0231-op14
	Objectif fond noir, plan infini 100x (huile)	YR0231-op15
	Objectif fond noir, plan infini 100x (huile), avec diaphragme iris	YR0231-op16



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

