



LIGNES DE LABORATOIRE

MICROSCOPE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Microscope
Microscope métallurgique
Modelé YR0251 // YR0252



Description du produit:

- ✓ Tête triloculaire Seidentopf inclinée à 30°, inter pupillaire 48 ~ 75 mm
- ✓ Oculaire à champ extra large EW10x/22 mm, tube oculaire de 30 mm de diamètre
- ✓ Bouton de commutation fond clair/fond noir
- ✓ Condensateur oscillant NA0.95/0.25
- ✓ Bouton de réglage grossier et fin coaxial
- ✓ Éclairage externe, collecteur asphérique
- ✓ Lampe halogène 6V30W
- ✓ Bouton et interrupteur de réglage de la luminosité



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Microscope
Microscope métallurgique
Modelé YR0251 // YR0252



Spécifications techniques:

Modèle	YR0251		YR0252
Système optique	Système optique Infinity, fond clair/fond noir, polarisation		
Tête	Tête trinoculaire Seidentopf inclinée à 30°, interpupillaire 48-75 mm		
Oculaire	Oculaire à champ extra large EW10x/22 mm, tube oculaire de 30 mm de diamètre		
Muserolle	Revoluer à objectif quintuple rotatif		
Objectif	Objectifs achromatiques Infinity Plan 5x/ 0.12/ ∞/ – (BF)		
	Objectifs achromatiques Infinity Plan 10x/ 0.25/ ∞/ – (BF/DF)		
	Objectifs achromatiques Infinity Plan 20x/ 0.4/ ∞/0 (BF/DF)		
	Objectifs achromatiques Infinity Plan 50x/ 0.75/ ∞/0 (BF)		
	Objectifs achromatiques Infinity Plan 100x/0.90/∞/0 (BF)		
		Objectifs achromatiques Infinity Plan 40x/0.65/∞/0.17	
	Objectifs achromatiques Infinity Plan 100x/1.25/∞/0.17		Soit
Approcher	Réglage grossier et fin coaxial, précision de mise au point fine <1 um, avec arrêt de sécurité, avec réglage de la tension		
étape de travail	Hauteur maximale de l'échantillon 30 mm		
	Platine mécanique double couche 186*138mm, plage de déplacement 74*50mm, comprenant :		
	–Plaque de préparation d'échantillons		
	–Verre coulissant		Soit
refléter l'éclairage	Lampe halogène 24V 100W, luminosité réglable		
	Eclairage Kohler avec condenseur asphérique		
	Polariseur et analyseur, carte intégrée pour polariseur et analyseur		
	Filtre bleu, vert, jaune, verre dépoli		
transmettre l'éclairage	Condensateur à bascule NA0.9/0.25		Soit
	Lampe Halogène 24V 100W Avec Condensateur Asphérique		
	filtre bleu		
Accessoires			
	YR0251		YR0252
Objectif	Objectifs achromatiques Infinity Plan 40x/0.6/∞/0 (BF/DF)	YR0252-op1	
	Objectifs achromatiques Infinity Plan 50x/0.75/∞/0 (BF/DF)	YR0252-op2	
Polarisant	Polariseur et Analyseur, Carte Intégrée pour Polariseur et Analyseur pour éclairage réfléchissant	YR0252-op3	
Filtre	Filtre neutre ND25	YR0252-op4	
	Filtre neutre ND6	YR0252-op5	
Adaptateur	Adaptateur photo, pour appareil photo reflex Nikon ou Canon	YR0252-op6	
	Monture C 1.0x	YR0252-op7	
	Monture C 0,5x	YR0252-op8	
Autre	presseur d'échantillons		



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
 KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

