



LIGNES DE LABORATOIRE

MICROSCOPE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Microscope
Microscope Polarisant
Modelé YR0262 // YR0263



Description du produit:

- ✓ Centre de revolver quintuple réglable
- ✓ Objectifs sans tension LWD Infinéité Plan 5x10x40x100x
- ✓ Centre réglable de Dia.170mm d'étape ronde
- ✓ Unité d'analyse avec lentille de Bertrand, lame λ , lame 1/4 λ , coin de quartz
- ✓ Transmettre et réfléchir halogène 24V100W Luminosité réglable



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S.



KALSTEIN® Microscope**Microscope Polarisant****Modelé YR0262 // YR0263****Spécifications techniques:**

Modèle		YR0262	YR0263	
Système optique	Système optique Infinity			
Tête	Tête trinoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, interpupillaire 48-75mm, dioptrie réglable			
Oculaire	Plan Oculaire EW10x/22mm, Tube Oculaire Dia.30mm			
	Oculaire plat avec échelle en croix			
	Plan des yeux avec croix			
	Oculaire plat avec grille			
Muserolle	Revolver à objectif quintuple rotatif			
Objectif	Objectif achromatique à plan infini LWD sans contrainte	5x/0.12/∞/-WD 15.5mm		
		10x/0.25/∞/- W 10mm		
		20x/0.4/∞/0 Bande passante 4.3mm		
		50x/0.75/∞/0 Bande passante 0,32 mm		
	Objectif achromatique à plan infini sans contrainte	100x/0.8/∞/0 Bande passante 2mm		
		40x/0.65/∞/0,17 Bande passante 0,54 mm	-	Soit
	100x/1,25/∞/0,17 Bande passante 0,13 mm	-	Soit	
Muserolle	Embout tournant quintuple tournant, réglable au centre			
Analyseur	Rotation du cadran de l'analyseur sur 360°, lecture d'échelle minimale de 0,1° (échelle vernale)			
	- Basculer entre l'observation orthoscopique et conoscopique			
	-Position de la lentille de Bertrand réglable			
	-Compensateur optique : glissement λ (rouge de première classe), glissement 1/4λ, coin de quartz			
Étape de travail	Platine de polarisation rotative, diamètre 170 mm, centre réglable			
	Échelle 360°, division minimale 1°			
	Lecture minimale 6' à travers l'échelle vernale			
	Bouton d'arrêt à 45°			
Condenseur	Condensateur oscillant sans tension NA0.95/0.25			
Approcher	Réglage grossier et fin coaxial, plage de mise au point 32 mm, division fine 0,001 mm, course grossière 37,7 mm par rotation, course fine 0,1 mm par rotation			
polarisant	Pour Reflect : polariseur fixe			
	Pour la transmission : polariseur rotatif à 360°, position 0° réglable	-	Soit	
Éclair	Lampe halogène Reflect Light 24V100W, luminosité réglable			
	Lampe halogène à lumière de transmission 24V100W, luminosité réglable	-	Soit	
	Filtre bleu diamètre 45 mm			
Microscope polarisant Reflect, Reflect & Transmit Accessoires optionnels				
Décor	Platine amovible, plage de mouvement 30*40 mm		YR0263-op1	
Filtre	Pour	Filtre Naturel ND25, Dia.45mm	YR0263-op2	
	transmettre la lumière :	Filtre neutre ND6, Dia.45mm	YR0263-op3	
	Pour	Filtre bleu diamètre 25 mm	YR0263-op4	
	réfléchir la lumière :	Filtre neutre ND25, Dia.25mm	YR0263-op5	
		Filtre neutre ND6, Dia.25mm	YR0263-op6	
	Adaptateur	adaptateur photo		YR0263-op7
Monture C 1.0x		YR0263-op8		
Monture C 0,5x		YR0263-op9		



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

