



LIGNES DE LABORATOIRE

ANATOMIE PATHOLOGIQUE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Anatomie Pathologique**Microtome automatisé****Modelé YR415-1****Description du produit:**

- ✓ Cette machine utilise une conception optimisée, avec des fonctions avancées, des performances stables et fiables et une facilité d'utilisation;
- ✓ Le système d'alimentation utilise un mécanisme de contrôle intelligent; permettant une commutation rapide entre les modes de coupe intelligents manuels ou automatisés; la vitesse de coupe automatique est réglable;
- ✓ Systèmes de transmission avancés et fonctions multiples, y compris la coupe, l'écrêtage, l'avance rapide, la marche arrière rapide, la conversion de mode rapide, y compris la rétraction automatique;
- ✓ Il incorpore un mécanisme international avancé de mouvement de vis pour assurer la précision, réalisant ainsi des performances de coupe supérieures;
- ✓ Affichage numérique vert pur de l'épaisseur de la tranche, de l'épaisseur de la tranche, du nombre de tranches et de la vitesse des tranches;
- ✓ L'ébarbage et la coupe sont opérés sous un seul système de commande et peuvent être facilement modifiés.
- ✓ Le contrôleur de coupe automatique peut être équipé du côté gauche ou droit; Lorsque le contrôleur de tranchage automatique est désactivé, le tranchage ou tranchage semi-automatique peut toujours être effectué;
- ✓ La vitesse de coupe automatique est réglable en continu
- ✓ Avec des systèmes de freinage de sécurité et d'urgence, des systèmes d'alarme de sécurité, une protection contre les surcharges du conducteur et un système de protection automatique de la suspension;
- ✓ Permet un changement rapide et facile entre les différentes pinces à échantillon (deux options: pince pour bloc de paraffine et pince pour cassette);
- ✓ L'équilibre du volant est ajusté avec précision et peut être verrouillé dans n'importe quelle position pour assurer la sécurité de fonctionnement;
- ✓ Le porte-lame peut être déplacé latéralement pour empêcher la lame de se déplacer en contact direct, ce qui permet d'utiliser toute la longueur de la lame. (trois segments différents);
- ✓ La barre de protection rouge sur le porte-lame couvre toute la longueur de la lame pour protéger l'utilisateur et la barre de poussée permet des changements de lame faciles;
- ✓ L'équilibre du volant est ajusté avec précision et peut être verrouillé dans n'importe quelle position pour assurer la sécurité et la commodité de la section;
- ✓ Le bac à déchets de grand volume est facile à retirer et des objets tels que des lames de chute peuvent être rangés sur le dessus du boîtier.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Anatomie Pathologique**Microtome automatisé****Modelé YR415-1****Spécifications techniques**

Modèle	YR415-1
Taper	Rotatif
Mode d'utilisation	Automatique
Taille maximale de l'échantillon	70x70mm
Réglage minimum de l'épaisseur de coupe	0,25µm
Alimentation horizontale	28mm
Course verticale de l'échantillon	70mm
Rotation du porte-échantillon	À n'importe quel angle à moins de 360 degrés
Portée de mouvement de la base de la lame	0-60mm (de l'avant vers l'arrière)
Base de support	
Plage de mouvement de la plaque de presse de lame	0-23mm
Rotation de la pince à spécimen	À n'importe quel angle à moins de 360 degrés
Orientation de l'échantillon	XY – 8°
Taille maximale de l'échantillon	70x70mm
Ajuster la vitesse d'avance	1500µm/s ~ 3500µm/s
Erreur de précision	±1%
Tension de travail	CA 220V±10% 50Hz (modèle standard) ; AC110V±10% 60Hz
Pouvoir	150W
Dimensions	580 × 475 × 340 mm (L × P × H)
Poids net	41kg

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?
Microscopes are precision instruments requiring delicate handling and maintenance. This is especially true for microscopes used in research and industry.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerators in a laboratory are one of the most important pieces of equipment that you need to maintain in a controlled environment (refrigerated space), without fluctuations in temperature.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

