




Un accompagnement différent pour votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

SECTEUR MÉDICAL

UNITE DE
PHOTOTHERAPIE POUR
ENFANTS

www.kalstein.net/fr/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Moniteurs De Patients

Moniteur Fœtal

Modelé YR02190C



Description du produit:

- ✓ Écran : Écran tactile TFT couleur de 12,1 pouces
- ✓ Résolution : 800*600
- ✓ Trace : 6 formes d'onde (max.)
- ✓ Configuration standard : FHR1, TOCO, FM, Enregistreur
- ✓ Configuration optionnelle : Stimulateur fœtal, FHR2, chariot Type de batterie : Batterie rechargeable & ; Batterie Lithium-ion
- ✓ Capacité de la batterie : 4400mAh
- ✓ Recharge de la batterie
- ✓ Durée : 5,5 heures maximum pour le chargement ;
- ✓ Batterie de secours : 4 heures de fonctionnement continu



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Moniteurs De Patients

Moniteur Fœtal

Modèle YR02190C



Spécifications techniques:

Modèle	YR02190C
FHR	
La force	< 5mW/cm ²
Fréquence de travail	1,0 MHz
Traitement du signal	Système DSP spécial et reconnaissance moderne
Plage de mesure	50~240bpm
Plage d'alarme	Limite haute : 160, 170, 180, 190 bpm Limite basse : 90, 100, 110, 120 bpm
Puissance de sortie audio maximale	1,5 Watt
TOCO	
Gamme TOCO	0-100%
Résolution	1%
Mode zéro	Auto/Manuel
Erreur non linéaire	±8%
MOUVEMENT AUTO-FCETAL (MAF)	
Technique	Échographie Doppler de Pluse
Plage de mesure	0%-100%
Résolution	1%
ENREGISTREUR	
Type	Intégré ; réseau thermique
Chaîne	Formes d'ondes à 6 canaux
Mode	Rapide, en temps réel
Vitesse	1/2/3cm/min sélectionnable, 25mm/s (révision)
Largeur de l'enregistrement	150 mm
ENVIRONNEMENT	
Température de fonctionnement	0-40°C
Humidité	15%-80%
Alimentation électrique	100-240V~, 50/60Hz±1Hz
Type de batterie :	Rechargeable & ; Batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie	4400mAh
Temps de recharge de la batterie	Chargement en 5,5 heures maximum ;
Batterie de secours	4 heures de fonctionnement continu
Affichage	Écran tactile TFT couleur de 12,1
Résolution	800*600
Trace	6 formes d'onde (max.)



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is a device that uses light or other electromagnetic radiation to illuminate a specimen and create a magnified image of it. This is achieved through a series of lenses or mirrors that collect light from the specimen and project it to the eye or a camera.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device that is used to store food and other items at a low temperature. It is one of the most important pieces of equipment in a laboratory. It is used to store samples, reagents, and other materials that need to be kept at a low temperature. This is important because many biological and chemical processes are sensitive to temperature, and a refrigerator provides a controlled environment for these processes.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

