



SECTEUR VÉTÉRINAIRE

MONITEURS VÉTÉRINAIRES



Kalstein®

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Moniteurs vétérinaires

Moniteur de Pression Sanguine Vétérinaire

Modèle YR06110



Description du produit:

Compte tenu des difficultés rencontrées, telles que la faiblesse du pouls des petits animaux et l'imprécision des mesures, les tremblements et l'agitation des animaux entraînant l'échec des mesures, le rasage nécessaire pour mesurer avec précision la pression artérielle des animaux, et l'impossibilité d'établir des tendances à partir d'une mesure ponctuelle, Kalstein a développé de manière indépendante le tensiomètre électronique pour animaux YR06110, qui permet de tester facilement et rapidement la pression artérielle d'animaux de différentes tailles, sans anesthésie ni rasage, afin d'éviter tout choc pour les animaux de compagnie. Les animaux entrent rapidement dans l'état de test, l'opération se fait en un seul clic, la pression silencieuse intelligente, afin de fournir aux vétérinaires un équipement de détection de la pression artérielle pratique et efficace.



Caractéristiques:

- ✓ Précision et fiabilité: Technologie unique de tolérance au mouvement, mesure par paliers, interférence anti-gigue.
- ✓ Petits et grands animaux: Distingue automatiquement les grands et les petits animaux en fonction du poids de l'animal.
- ✓ Modes multiples: modes de mesure unique, continu, 2 minutes/temps multiples
- ✓ Confortable et durable: Le brassard en TPU souple est plus confortable et plus sensible que le brassard en caoutchouc traditionnel.
- ✓ Mesure en sourdine: Pression silencieuse intelligente, l'émission peut être étouffée, pour éviter que les animaux de compagnie ne soient effrayés.
- ✓ Plusieurs langues: chinois, anglais, russe, etc.
- ✓ Surveillance complète: pouls, pression artérielle systolique, pression artérielle diastolique, pression artérielle moyenne, diagramme de tendance, compréhension complète des indicateurs de l'animal.
- ✓ Longue durée de veille: batterie de grande capacité, longue durée de veille
- ✓ Facile à transporter: batterie lithium intégrée, pas d'alimentation externe, facile à déplacer pendant le test.



#Letsgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Moniteurs vétérinaires
Moniteur de Pression Sanguine Vétérinaire
Modèle YR06110



Spécifications techniques:

Modèle	YR06110
Affichage	Écran TFT de 4,3 pouces
Méthode de mesure	méthode de l'oscilloscope
Mode de mesure	mesure unique, surveillance continue, mesure à intervalles de 2 minutes
Plage de mesure de la pression artérielle	0~280mmHg
Plage de mesure des impulsions	0~300 fois/min
Précision de la mesure de la pression artérielle	±3 mmHg
Précision de la mesure de l'impulsion	±5%
Manchette pour animaux	5
Poids	1,4 kg
Taille	18cm*15cm*17cm
Alimentation électrique	Adaptateur électrique DC 9.0V



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

