



Un soutien différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

SECTEUR MÉDICAL
MACHINES
D'HÉMODIALYSE



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.




KALSTEIN® Pendentifs De Plafond Medicop
Pendentif Chirurgical à Double Bras (Électrique)
Modèle YR02086



Description du produit :

- ✓ L'installation utilise une méthode de suspension au plafond, ce qui rend l'équipement facilement accessible au personnel médical.
- ✓ Il convient aux salles d'opération, aux salles d'urgence, aux unités de soins intensifs et aux salles de réveil.
- ✓ La suspension en porte-à-faux est fabriquée en alliage d'aluminium importé, traité pour éviter l'oxydation et la rouille.
- ✓ Des freins à friction ou pneumatiques et des bornes à gaz conformes aux normes allemandes sont disponibles en option.
- ✓ Les clients peuvent choisir parmi différents adaptateurs de sortie de gaz, compatibles avec les normes allemandes, britanniques, américaines et australiennes.
- ✓ Le système prend en charge les poches de perfusion, les flacons ou les pompes suspendus, offrant de multiples configurations pour répondre à vos besoins.
- ✓ Différents adaptateurs pour les freins à friction et pneumatiques sont également disponibles, conformément aux normes allemandes.



#Letsgivemore 
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
 +33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Pendentifs De Plafond Medicop

Pendentif Chirurgical à Double Bras (Électrique)

Modèle YR02086



Spécifications techniques :

Modèle	YR02086
Paramètres techniques	HFP-DS240/380 pendentif chirurgical à double bras
Rayon de rotation du bras	1000mm
Angle de rotation du bras	340°
La longueur de la colonne de l'instrument	1 m
Système de freinage	Frein électromagnétique et frein amortisseur
Capacité de charge maximale	220 kg
Rails de fixation sur toute la longueur de la colonne	Disponible
Valve pour connecter les instruments chirurgicaux pneumatiques :	1
Configuration standard Norme DIN	2 oxygène(O2)
	2 pièces Air (3-5 bar)
	2 CO2
	2 aspiration du vide(VAC)
	1 AGSS
	12 prises électriques
	4 Prise réseau RJ 45
	6 borne de mise à la terre
Annexe	2 Étagère
	1 tiroir
	1 Support universel pour moniteur
	3 supports de perfusion
Accessoires	1 Débitmètre d'oxygène avec humidificateur (autoclavable)
	1 collecteur de déchets complet avec réservoir de collecte des sécrétions (1 litre, autoclavable)



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





POUR TOUS LES CLIENTS KALSTEIN

REJOIGNEZ KALSTEIN+ NOUVELLE PLATEFORME !

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES !



Intelligence artificielle

Outil de pointe (intégré dans toutes les pages web) nécessaire à la préparation rapide d'appels d'offres ou de demandes ordinaires.



Dispositif technologique

Un appareil de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein...



Plateforme K+

Le client distributeur peut créer son entreprise et établir ses devis automatiquement avec les frais d'expédition vers la destination finale, toujours avec l'identité de son entreprise..

BUSINESS SOLUTIONS!

✓ Service de marketing

Création de contenu pour le blog et de guides informatifs pour le positionnement SEO

✓ Dropshipping

Pour la réception et la préparation de la commande au nom de votre entreprise et son envoi au client final connecté au système de suivi Kalstein avec personnalisation du produit.

✓ Réductions spéciales

Jusqu'à 41% plus 4% sur les frais de port

INTRODUCTION DE LA NOUVELLE ÈRE DES ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS KALSTEIN

Nous avons le plaisir d'annoncer le développement d'un complément révolutionnaire à notre gamme de produits : un dispositif de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein.

CONTACT US

| (+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

| Mail: sales.department@kalstein.eu

| www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

**CONNECTEZ-VOUS
AVEC NOUS
SUR KALSTEIN+**

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?



COMMENT DEMANDER UN APPEL VIDÉO ?

Chez Kalstein+, nous nous engageons à vous fournir le meilleur service possible, en nous adaptant à vos besoins de manière personnalisée et efficace. C'est pourquoi nous vous invitons cordialement à nous rejoindre lors d'un appel vidéo.



+(33) 7 77 66 24 64



COMMENT TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Téléchargez l'application Kalstein+ dès maintenant et emportez l'expérience Kalstein avec vous où que vous alliez !
Ne manquez pas l'occasion de rester au courant des dernières nouvelles et des offres spéciales.



Télécharger sur le
Play Store



Télécharger sur le
APP Store

CONTACT US

+(33) 01 70 39 26 50 / +(33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.