



Un soutien différent à votre service



**Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

**SECTEUR MÉDICAL**  
**MACHINES**  
**D'HÉMODIALYSE**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.  
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

[www.kalstein.net/fr/](http://www.kalstein.net/fr/)



## Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



### Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



### Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.





## KALSTEIN® Pendentifs De Plafond Medicop

### Pendentif Coulissant 500mm

Modèle YR02090



#### Description du produit :

- ✓ Le système de suspension du pont est conçu pour les unités de soins intensifs pour les adultes et les nourrissons, ainsi que pour la surveillance tout au long du processus de soins et les salles de réveil. Il offre des soins de chevet adaptables aux besoins des patients, grâce à une conception qui dissimule les câbles et les canalisations dans la tour.
- ✓ La configuration des séparations sèche et humide constitue une solution pratique et peu encombrante. La section humide comprend un support de perfusion polyvalent et un support de pompe, tandis que les deux sections comportent des plates-formes réglables en hauteur pour les instruments de surveillance médicale
- ✓ .
- ✓ Les clients peuvent sélectionner les sorties de gaz et les interfaces à partir d'adaptateurs compatibles avec les normes allemandes, britanniques, américaines et australiennes. Le support de perfusion en acier inoxydable peut accueillir des poches de perfusion, des flacons ou des pompes, avec différentes options de configuration.
- ✓ Les prises électriques offrent plusieurs choix d'adaptateurs, y compris des freins à friction et pneumatiques conformes aux normes allemandes. La suspension au plafond permet une rotation de 340° et comprend un frein pour empêcher la dérive, avec une conception modulaire qui permet diverses configurations.



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Pendentifs De Plafond Medicop****Pendentif Coulissant 500mm****Modèle YR02090****Spécifications techniques :**

<b>Modèle</b>	<b>YR02090</b>
<b>Configuration de la section humide</b>	
<b>Prises de gaz (norme allemande) – O2</b>	2
<b>Prises de gaz (norme allemande) – Air</b>	1
<b>Prises de gaz (norme allemande) – Vac</b>	1
<b>Étagères</b>	2
<b>Tiroir</b>	1
<b>Pôle IV</b>	1
<b>Prise de courant polyvalente</b>	6
<b>Prise de communication RJ45</b>	1
<b>Borne de mise à la terre</b>	1
<b>Configuration de la section sèche</b>	
<b>Prises de gaz (norme allemande) – O2</b>	2
<b>Prises de gaz (norme allemande) – Air</b>	1
<b>Prises de gaz (norme allemande) – Vac</b>	1
<b>Étagères</b>	3
<b>Tiroir</b>	1
<b>Pôle IV</b>	1
<b>Prise de courant polyvalente</b>	6
<b>Prise de communication RJ45</b>	1
<b>Borne de mise à la terre</b>	1

**#Letsgivemore**

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





# POUR TOUS LES CLIENTS KALSTEIN

REJOIGNEZ KALSTEIN+ NOUVELLE PLATEFORME !

## DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES !



### Intelligence artificielle

Outil de pointe (intégré dans toutes les pages web) nécessaire à la préparation rapide d'appels d'offres ou de demandes ordinaires.



### Dispositif technologique

Un appareil de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein...



### Plateforme K+

Le client distributeur peut créer son entreprise et établir ses devis automatiquement avec les frais d'expédition vers la destination finale, toujours avec l'identité de son entreprise..

## BUSINESS SOLUTIONS!

### ✓ Service de marketing

Création de contenu pour le blog et de guides informatifs pour le positionnement SEO

### ✓ Dropshipping

Pour la réception et la préparation de la commande au nom de votre entreprise et son envoi au client final connecté au système de suivi Kalstein avec personnalisation du produit.

### ✓ Réductions spéciales

Jusqu'à 41% plus 4% sur les frais de port

## INTRODUCTION DE LA NOUVELLE ÈRE DES ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS KALSTEIN

Nous avons le plaisir d'annoncer le développement d'un complément révolutionnaire à notre gamme de produits : un dispositif de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein.

## CONTACT US

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)

[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.



**CONNECTEZ-VOUS  
AVEC NOUS  
SUR KALSTEIN+**

**AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?**



### COMMENT DEMANDER UN APPEL VIDÉO ?

Chez Kalstein+, nous nous engageons à vous fournir le meilleur service possible, en nous adaptant à vos besoins de manière personnalisée et efficace. C'est pourquoi nous vous invitons cordialement à nous rejoindre lors d'un appel vidéo.



**+(33) 7 77 66 24 64**



### COMMENT TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Téléchargez l'application Kalstein+ dès maintenant et emportez l'expérience Kalstein avec vous où que vous alliez !  
Ne manquez pas l'occasion de rester au courant des dernières nouvelles et des offres spéciales.



Télécharger sur le  
Play Store



Télécharger sur le  
APP Store

### CONTACT US

**+(33) 01 70 39 26 50 / +(33) 7 60 83 92 83**

Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)

[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

**5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.**