



LIGNES DE LABORATOIRE

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Plage de température réglable pour congélateur profond en acier inoxydable biomédical debout

Modelé YR05293



Description du produit:

Congélateur biomédical. Congélateur de laboratoire -10 °C à -25 °C plusieurs alarmes utilisées à l'hôpital et au laboratoire

Principales caractéristiques:

- ✓ Contrôle par microprocesseur, plage de température réglable : -10°C à -25°C
- ✓ Affichage numérique à LED et incrément à 0,1 °C
- ✓ Ventilateur de refroidissement lubrifié en permanence pour plus de sécurité et de longévité.
- ✓ Porte intérieure indépendante pour éviter les fuites de refroidissement et fournir des performances de température intérieure plus stables
- ✓ Isolation en mousse d'uréthane haute densité sans CFC.

Design ergonomique:

- ✓ Enregistrement de données USB et enregistreur de température (en option).
- ✓ Serrure intégrée avec sécurité et beauté
- ✓ Conception de roulette verrouillable pour que le client puisse se déplacer au besoin

Fiabilité:

- ✓ Réfrigérant chimiquement stable, sans CFC , disponible dans le commerce et sans danger pour l'environnement.
- ✓ Système de réfrigération optimisé conçu pour maximiser l'effet de refroidissement et l'uniformité de la température
- ✓ Contrôle par microprocesseur, affichage numérique, plage de température réglable : - 10 °C-25 °C
- ✓ Affichage numérique LED pour une observation claire,
- ✓ Conception à large tolérance de tension avec plage de tension applicable de 187-242 V/AC.

Sécurité:

- ✓ Plusieurs alarmes de dysfonctionnement pour détecter les températures élevées et basses, les erreurs de capteur, la mise hors tension, le dysfonctionnement du contrôleur de température, la porte entrouverte.
- ✓ Deux types d'indications d'alarme : bourdonnement sonore et lumière clignotante visuelle.
- ✓ Design intérieur de l'armoire anticorrosion.
- ✓ Protection contre les pannes de courant : l'appareil serait attaqué par le courant élevé lorsque tous les appareils redémarreront simultanément, la fonction de retard de démarrage protégerait l'appareil contre les dommages.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Plage de température réglable pour congélateur profond en acier inoxydable biomédical debout

Modèle YR05293



Description du produit:

Modèle	YR05293
Performance	
Écart de température	-10~-25°C
Température ambiante	+10~+32°C
Manette	Microprocesseur
Afficher	Affichage numérique
Système de réfrigération	
Compresseur/Marque	1/CUBIGEL
Réfrigérant	R290
Type de refroidissement	Refroidissement direct
Type de dégivrage	Manuel
Dimensions	
Capacité	268L
Taille intérieure (W•D•H)	508*455*1137mm
Taille extérieure (W•D•H)	690*680*1635mm
Taille de l'emballage (L•P•H)	760*760*1750mm
Nt/Gt (environ)	93,5/113,5 kg
Quantité de chargement(20' /40' /40'H)	21/45/45
Données électriques	
Alimentation (V/Hz)	220~240V/50~60;115/60
Puissance nominale(W)	180
Courant électrique(A)	1.4
Consommation d'énergie	3kWh/24h
Alarme de panne de courant	8H



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

