



SECTEUR VÉTÉRINAIRE

POMPES À PERFUSION
VÉTÉRINAIRES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective correcte de vos équipements, grâce à aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Pompes À Perfusion Vétérinaires

Pompe à Perfusion Vétérinaire

Model YR06183



Description du produit:

- ✓ 3.5-inch touch screen easy to learn interface, short learning curve.
- ✓ YR06183 satisfies both drug and blood transfusion to meet more clinical purposes.
- ✓ The large-capacity battery of 12 hours at 25ml/h ensures safe transfer.
- ✓ Optional warming strip brings one more option for heating and better heating effect.
- ✓ Optional hook: support hanging on the animal cage for better space management.
- ✓ Highly-advanced ingress protection IP44 effectively blocks water and dust.



Modèle	YR06183
Mode d'infusion	Mode taux, mode temps, mode poids, mode intermittent, bibliothèque de médicaments, mode goutte à goutte.
Dispositif de perfusion applicable	Différentes marques de sets de perfusion standard
Précision	±5%
Taux de perfusion	(0.10-2000.00)ml/h, incrémentation à 0.01ml/h
VTBI	(0.10~9999.99)ml
Volume infusé	(0.00~99999.99)ml
Taux de l'OAV	(0,10~5,00ml/h par incréments de 0,01ml/h)
Taux de BOLUS	(0,10-2000,00)ml/h
Taux de purge	(0.10-2000.00)ml/h par incréments de 0.01ml/h
Détection des bulles	Détection du capteur d'ultrasons avec 6 niveaux : 25ul-800ul
Pression d'occlusion	13 niveaux
Bibliothèque de médicaments	Applicable à chaque mode de perfusion, et 5000 médicaments peuvent être ajoutés.
Historique	50000
Alarme	Bulle d'air, Occlusion, Porte ouverte, Batterie épuisée, Batterie faible, Pas de tube, Terminé, Presque terminé, Pas de fonctionnement, Panne de courant alternatif, Vide, Chute anormale, Fin de veille, Erreur de tube, Erreur de batterie, Surchauffe, Barre chauffante non installée, Erreur de système, etc.



#Letsgivingmore

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is a laboratory instrument used for observing small objects. This is a common piece of equipment in a laboratory.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator in a laboratory is one of the most important equipment. It is used to maintain a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

