



LIGNES DE LABORATOIRE

ANATOMIE PATHOLOGIQUE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Anatomie Pathologique**Processeur de tissus automatisé****Modelé YR428****Description du produit:**

Le processeur de tissu automatisé YR428 est principalement utilisé dans de petits laboratoires pour traiter des spécimens pour améliorer les sections de qualité. Le nombre maximum de spécimens traités est de 50 à chaque fois. Il est populaire sur le marché en raison de son évolution spatiale et de son fonctionnement simple.

- ✓ Conception entièrement intelligente, permettant une détermination et une récupération automatiques opportunes à partir d'un événement anormal
- ✓ Écran LCD de couleur bleue de haute qualité exploité avec deux programmes optionnels offrant un affichage clair et fiable
- ✓ Le réglage manuel peut être effectué à tout moment pendant le fonctionnement automatique programmé; Ensuite, le système entre automatiquement dans l'opération programmée.
- ✓ Système de purification d'air interne-cyclisme vert pour adsorber efficacement et éliminer, gaz toxique
- ✓ Pièces de haute qualité importées, fonctionnement en douceur, bruit faible, conception ergonomique

Modèle	YR428
Nombre de tasses	12 (neuf tasses pour les réactifs et trois tasses pour la paraffine)
Durée du délai de traitement	Réglable entre 0 et 99 heures pour la 1ère station
	et dans les 0-24 heures pour les autres stations
Plage de température de la coupe de paraffine	réglable dans RT – 99° ; double protection
Mécanisme de chauffage	Le chauffage à sec interne démarre automatiquement lorsque
	le mouchoir pénètre dans le 2e bonnet, évitant ainsi les
	le gaspillage d'énergie.
Capacité d'une seule tasse	1000ml
Précision du contrôle de la température	±1°C
Temps d'égouttement	Réglable dans 10-60 s ; secouer/égoutter au-dessus de la tasse
Fréquence d'agitation	2 fois/minute
Batterie de secours	avec plus de 6 heures de fonctionnement continu
Plage de température acceptable de l'environnement de fonctionnement	0 ~ 40°C
Tension de travail	CA 220V±10% 50Hz (modèle standard); AC110V±10% 60Hz
Pouvoir	500W
Dimensions	1010×420×450 mm (L×P×H)
Poids net	67 kilogrammes

**#Let'sgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a device that is one of the most important pieces of laboratory equipment. It is used to store and maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

