




# LIGNES DE LABORATOIRE

## ANATOMIE PATHOLOGIQUE



**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.




### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



**KALSTEIN® Anatomie Pathologique****Processeur de tissus automatisé****Modèle YR431****Description du produit:**

Le processeur de tissu automatisé YR431 est principalement utilisé dans les laboratoires moyens pour traiter des spécimens pour améliorer les sections de qualité. Le nombre maximal de spécimens traité est de 130 à chaque fois. Il est populaire sur le marché en raison de son évolution spatiale et de son fonctionnement simple.

- ✓ Pièces de haute qualité importées, fonctionnement en douceur, bruit faible, conception ergonomique
- ✓ Écran LCD de haute qualité intégré avec logiciel intuitif bilingue (chinois / anglais) offre une exposition claire et une opération simple; Interface de conversation de la machine humaine / à basculement.
- ✓ Conception entièrement intelligente, permettant la détermination opportune et la récupération automatique d'un événement anormal
- ✓ Simulation visuelle en temps réel avec icons Display Statut de travail de manière dynamique, clairement et intuitivement
- ✓ Système de purification d'air interne-cycliste vert pour adsorber efficacement et éliminer les gaz toxiques; mécanisme de gaz-effluxion bien scellé pour améliorer efficacement
- ✓ l'environnement opérationnel, respectueux de l'environnement et sûr
- ✓ Ce système peut être automatiquement démarré à n'importe quel organe programmé
- ✓ La durée de traitement est automatiquement calculée et affichée à l'écran, permettant à l'utilisateur de faire un plan de travail plus efficace.
- ✓ 20 programmes modifiables peuvent être stockés dans le système
- ✓ Le réglage manuel peut être effectué à tout moment pendant le fonctionnement automatique programmé; Ensuite, le système entre automatiquement dans l'opération programmée.
- ✓ Contrôle automatisé des ventilateurs: Sayon 'Tout le temps où les échantillons ne sont pas submergés en coupe et 10 secondes chaque minute lorsque les échantillons sont submergés en coupe et à la transformation
- ✓ Mécanisme de chauffage à sec interne avec contrôle de la température de haute précision
- ✓ Détermine automatiquement le temps de chauffage de l'efficacité énergétique
- ✓ Circuit de commande à faible consommation d'énergie avec fonction de protection de puissance
- ✓ Lorsqu'une panne d'alimentation se produit, l'écran s'affiche normalement avec une barre de défilement démontrant le statut «sur» du système de protection de l'alimentation.
- ✓ Sauvegarde de la batterie avec plus de 30 heures de courant
- ✓ Environ 130 cruches peuvent être traitées en même temps



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Anatomie Pathologique**

Processeur de tissus automatisé

Modèle YR431

**Description du produit:**

<b>Modèle</b>	YR431
<b>Nombre de tasses</b>	12 (Les 1er au 9e postes pour les réactifs et le 10e au 12e
	stations de fonte de paraffine)
<b>Capacité de chaque tasse</b>	2000 ml
<b>Écart de température</b>	RT – 80°C
<b>Contrôle de la température Précisio</b>	±1°C
<b>Durée du temps de traitement dans la tasse</b>	N'importe quelle longueur pour la première tasse (durée prolongée)
	Toute longueur entre 0 et 24 heures pour la 2e à la 12e tasse
<b>Temps d'égouttement</b>	Réglable entre 10s et 60s; fonction shake/goutte à goutte au-dessus de la tasse
<b>Fréquence d'agitation</b>	Réglable de 0 à 6 fois/minute
<b>Station de protection des tissus</b>	n'importe quelle station de la 1ère à la 7ème station comme pré-réglée
<b>Tension de travail</b>	AC220V±10% 50Hz (modèle standard)AC110V±10% 60Hz
<b>Pouvoir</b>	500 W
<b>Dimensions</b>	1170 × 465 × 535 mm (L × P × H)
<b>Poids net</b>	85kg



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

