



LIGNES DE LABORATOIRE

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Réfrigérateur Médical

Modelé YR05083



Description du produit:

Les réfrigérateurs de pharmacie conviennent à l'installation dans les magasins de médicaments et de vaccins, les entreprises pharmaceutiques, les hôpitaux, les centres de prévention des épidémies et les cliniques.

Conseils pratiques:

- ✓ Système de contrôle fiable
- ✓ Température intérieure 2~8°C
- ✓ Système de refroidissement à air pulsé, Sans givre
- ✓ Système de drainage sans entretien
- ✓ Large plage de tension, 187V ~ 242V disponible

Conception humanisée:

- ✓ Conception optimisée de l'utilisation de l'espace avec plusieurs niveaux et hauteur d'étagère réglable pour répondre aux besoins de stockage de produits pharmaceutiques de différents types
- ✓ Standard avec éclairage intérieur à LED
- ✓ Verrouillage de sécurité pour empêcher l'accès non autorisé aux produits pharmaceutiques de divers types

Caractéristiques:

- ✓ Plage de température réglable 2-8°C
- ✓ Contrôle par microprocesseur, température réglable
- ✓ Affichage numérique LED et incrément à 0,1 °C.
- ✓ Variation de température dans ±3°C
- ✓ Ventilateur de refroidissement lubrifié en permanence pour plus de sécurité et de longévité
- ✓ Compresseur spécialisé à haut rendement avec une fiabilité sur le terrain connue
- ✓ Refroidissement à air forcé avec système de distribution d'air optimisé conçu
- ✓ Pour obtenir une uniformité et une stabilité maximales de la température
- ✓ Conception optimisée du système de réfrigération pour un refroidissement plus efficace et une récupération rapide

Garantie de sécurité:

- ✓ Batterie de secours intégrée pour afficher la température et faire fonctionner le système d'alarme sonore et visuel jusqu'à 8 heures sans alimentation secteur
- ✓ Système d'alarme visuel et sonore : haute/basse température, alarme de panne du thermostat, alarme de panne de courant, porte entrouverte.
- ✓ Protection contre les pannes de courant : activez le délai du système de refroidissement en cas de panne de courant, redémarrez la protection contre le délai.
- ✓ Verrouillage du clavier, protection par mot de passe pour éviter de définir des paramètres au hasard.
- ✓ Large plage de tension disponible : 187 V ~ 242 V.



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Réfrigérateur Médical

Modelé YR05083



Description du produit:

Modèle	YR05083	
Spécifications	Étagère/tiroir	Étagères/2
	Méthode de refroidissement	Système de refroidissement à air forcé
	Dégivrer	Auto
	Réfrigérant	R600a
	Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,84
	Bruit (db)	50
	Température ambiante(°C)	10~32°C
	Plage de température(°C)	2~8°C
Système de refroidissement	Marque de compresseur/QTÉ	Marque de Chine/1
	Type de capteur	NTC
	Contrôleur de température	Microprocesseur
	Affichage	Affichage numérique
Pouvoir	Tension/fréquence(V/Hz)	220/50Hz
	Puissance(W)	72W
	Courant(A)	0.59A
Matériel	Matériau intérieur	Acier pulvérisé de couleur
	Matériel extérieur	Acier pulvérisé de couleur
	Isolation	PURF
Taille	Capacité(L/cu.ft)	60/2.11
	NT./GT.(kg)	33/37
	Taille extérieure(W*D*H)(mm)	495*450*710
	Taille intérieure(W*D*H)(mm)	410*315*560
	Taille de l'emballage(W*D*H)(mm)	558*510*760
	CBM	0,22
	20GP/40GP/40HQ	132/276/276



#Letsgivingmore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Réfrigérateur Médical

Modèle YR05083



Alarme	Haute/basse température	Oui
	Panne électrique	Oui
	Défaillance du thermostat	Oui
	Alarme de panne de batterie de secours	/
	Alarme défaut condenseur	/
	Températures ambiantes	/
	Alarme d'anomalie de tension	/
	Porte entrouverte	Oui
	Alarme anormale du système	/
	Système de sauvegarde de panne de courant (alarme)	8h
Accessoires	Le pied	Oui
	Castor	/
	Porte extérieure/Type	1/Verre/Low-E
	Verrou	1
	Trou d'essai QTÉ/diamètre	1/25mm
	Lampe	LED
	port USB	/
	Enregistreur de température	Optionnel
	Port d'alarme à distance	Oui
	Connexion RS232/485	/
Autre	Certificat	ISO9001/13485/14
		001; CE



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?
Microscopes are precision instruments requiring delicate handling and maintenance. This is especially true for microscopes used in research and industry.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a key element of the most advanced equipment that is used to maintain, in a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

