



LIGNES DE LABORATOIRE

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Réfrigérateur Médical

Modèle YR05085



Description du produit:

Les réfrigérateurs de pharmacie Promed sont spécialement conçus pour stocker des médicaments, des vaccins, des réagents et des produits biomédicaux.

Fiabilité et fonctionnalités clés

- ✓ Standard avec port USB, téléchargement facile des données de température et des données d'alarme.
- ✓ Compresseur spécialisé à haut rendement avec une fiabilité sur le terrain connue
- ✓ Ventilateur de refroidissement lubrifié en permanence pour plus de sécurité et de longévité
- ✓ Refroidissement à air forcé avec système de distribution d'air optimisé conçu
- ✓ Pour obtenir une uniformité et une stabilité maximales de la température
- ✓ Conception optimisée du système de réfrigération pour un refroidissement plus efficace et
- ✓ Prompt rétablissement
- ✓ Variation de température dans $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- ✓ Plage de température réglable $2-8^{\circ}\text{C}$
- ✓ Contrôle par microprocesseur, affichage numérique et réglage de la température avec un incrément de $0,1^{\circ}\text{C}$
- ✓ Grand écran d'affichage numérique

Design ergonomique:

- ✓ Conception optimisée de l'utilisation de l'espace avec une hauteur d'étagère à plusieurs niveaux et réglable pour répondre aux besoins de stockage de produits pharmaceutiques de différents types.
- ✓ Verrouillage de sécurité pour empêcher tout accès non autorisé
- ✓ Standard avec port USB, trou de test et porte vitrée chauffante
- ✓ Éclairage intérieur à DEL

Sécurité:

- ✓ Équipé d'un système d'alarme de température complet avec avertisseur sonore et lumière clignotante visible
- ✓ Capable d'alerter les pannes dues à une erreur de capteur de température élevée et basse, à une porte entrouverte, à une panne de courant et à une batterie faible



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Réfrigérateur Médical

Modèle YR05085



Description du produit:

Modèle	YR05085	
Spécifications	Étagère/tiroir	Étagères * 6/Panier * 1
	Méthode de refroidissement	Système de refroidissement à air forcé
	Dégivrer	Auto
	Réfrigérant	R134A
	Consommation d'énergie (kWh/24h)	3,97
	Bruit (db)	50
	Température ambiante(°C)	10-32°C
	Plage de température(°C)	2-8°C
Système de refroidissement	Marque de compresseur/QTÉ	Marque de Chine/1
	Type de capteur	NTC
	Contrôleur de température	Microprocesseur
	Affichage	Affichage numérique
Pouvoir	Tension/fréquence(V/Hz)	220/50Hz
	Puissance(W)	280W
	Courant(A)	1.7A
Matériel	Matériau intérieur	Acier pulvérisé de couleur
	Matériel extérieur	Acier pulvérisé de couleur
	Isolation	PURF
Taille	Capacité(L/cu.ft)	415/14.69
	NT./GT.(kg)	120/133
	Taille extérieure(W*D*H)(mm)	800*552*1940
	Taille intérieure(W*D*H)(mm)	685*429*1380
	Taille de l'emballage(W*D*H)(mm)	890*655*2100
	CBM	1.2
Alarme	20GP/40GP/40HQ	18/39/39
	Haute/basse température	Oui
	Panne électrique	Oui
	Défaillance du thermostat	Oui
	Alarme de panne de batterie de secours	Oui
	Alarme défaut condenseur	Oui
	Températures ambiantes	Oui
	Alarme d'anomalie de tension	/
	Porte entrouverte	Oui
	Alarme anormale du système	/
Système de sauvegarde de panne de courant (alarme)	48h	
Accessoires	Le pied	Oui
	Castor	Oui
	Porte extérieure/Type	1/Porte vitrée chauffante à rebond automatique
	Verrou	1
	Trou d'essai QTÉ/diamètre	1/25mm
	Lampe	LED
	port USB	Oui
	Enregistreur de température	Optionnel
	Port d'alarme à distance	Oui
Connexion RS232/485	Oui	
Autre	Certificat	ISO9001/13485/14001;CE



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is a device that uses light or other electromagnetic radiation to illuminate a specimen and create a magnified image of it. This is achieved through a series of lenses or mirrors that collect light from the specimen and project it to the eye or a camera.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food, medicine, and other perishable items. It is a device that uses a refrigerant to cool and maintain a low temperature. This is achieved through a cycle of compression, condensation, expansion, and evaporation. The refrigerator is a common household appliance and is also used in laboratories and hospitals.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

