



LIGNES DE LABORATOIRE

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Réfrigérateur de Banque de Sang

Modelé YR05092



Description du produit:

Réfrigérateur de banque de sang $4\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ pour le stockage du sang pouvant stocker 132 sacs de sang de 450 ml et doté d'un système d'alarme de température

Fiabilité et fonctionnalités clés:

- ✓ Refroidissement à air forcé contrôlé par microprocesseur avec système de compensation thermique électrique.
- ✓ Affichage numérique de la température pour les sections supérieure et inférieure de la chambre avec une résolution de $0,1\text{ °C}$.
- ✓ Température constante de l'armoire $3-5\text{ °C}$
- ✓ Capteurs intégrés de haute technologie pour afficher et contrôler la température.
- ✓ Dégivrage automatique pour éliminer l'humidité sur la surface de refroidissement.
- ✓ Grand écran numérique pour faciliter l'observation

Sécurité:

- ✓ Batterie de secours intégrée pour afficher la température et faire fonctionner les systèmes d'alarme sonore et visuelle jusqu'à 72 heures sans alimentation secteur.
- ✓ Équipé d'un système d'alarme de température complet avec avertisseur sonore et lumière clignotante visible
- ✓ Cinq conditions d'alarme : haute/basse température, panne de courant, tension anormale, porte entrouverte, batterie de secours
- ✓ Standard avec imprimante laser
- ✓ Standard avec petite porte intérieure en acrylique, pour moins d'affection sur une autre pièce lorsqu'une porte est ouverte

Design ergonomique:

- ✓ Verrouillage de sécurité pour empêcher tout accès non autorisé.
- ✓ Espace de stockage conçu pour faciliter le tri d'une variété de produits sanguins.
- ✓ Conception de roulette et lumière intérieure.



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S.



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Réfrigérateur de Banque de Sang

Modelé YR05092



Description du produit:

Performance		
Écart de température		4°C±1°C
Température ambiante		10~32°C
Manette		Microprocesseur
Affichage		Affichage numérique
Données électriques		
Alimentation (V/Hz)		220/50~60 ; 115/60
Puissance nominale(W)		200
Courant électrique(A)		0,8
Consommation d'énergie		2,22 kWh/24h
Dimensions		
Capacité		208L
Taille intérieure (W*D*H)		432*462*978mm
Taille extérieure (W*D*H)		522*600*1550mm
Taille de l'emballage (L*P*H)		572*685*1570mm
Nt/Gt (environ)		96/120kg
Quantité de chargement(20' /40' /40'H)		27/60/60
Poches de sang (450 ml)		132
Système de réfrigération		
Compresseur		1
Réfrigérant		R134a
Type de refroidissement		Refroidissement à air forcé
Type de dégivrage		sans givre
Alarme		
Haute/basse température		Oui
Erreur de capteur		Oui
Panne électrique		Oui
Porte entrouverte		Oui
Accessoires		
Roulette		4
Lampe		LED
Étagère		3
Trou d'essai		1
Imprimante de température		1
Enregistreur de température		Optionnel
USB		Optionnel



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing and maintaining equipment that requires to maintain in a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

