



LIGNES DE LABORATOIRE

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Réfrigérateur de Banque de Sang

Modèle YR05094



Description du produit:

Réfrigérateur de banque de sang de 658 litres avec chambre intérieure en acier inoxydable 304 et plage de température de $4\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ Pour le stockage des poches de sang de 450 ml : 360 unités.

Caractéristiques:

- ✓ Contrôleur à microprocesseur précis pour assurer une température constante de l'armoire $4\pm 1\text{ °C}$.
- ✓ Système de refroidissement à air pulsé spécialement conçu pour assurer une armoire sans givre et une bonne uniformité de température.
- ✓ Porte en verre trempé à trois couches avec chauffage pour éviter la condensation.
- ✓ Chambre intérieure en acier inoxydable 304 pour une utilisation conviviale et un nettoyage facile.
- ✓ Large plage de tension disponible : 187 V ~ 242 V

Conception humanisée:

- ✓ 4 roulettes avec butée pour faciliter le déplacement et la fixation.
- ✓ 12 étagères à trempette réglables et 36 paniers à sang pour une utilisation facile.
- ✓ Le système de drainage sans entretien spécialement conçu garantit qu'il n'y a pas d'eau dans l'armoire.
- ✓ Trou de test standard de 25 mm pour une connexion facile aux systèmes de surveillance de la température.
- ✓ Lumière LED marche/arrêt automatique avec interrupteur manuel sur le panneau de commande
- ✓ 1 compresseur hermétique de SECOP

Sécurité:

- ✓ Verrou de porte de sécurité et mot de passe de réglage du contrôleur pour empêcher tout accès non autorisé.
- ✓ Batterie de secours intégrée pour afficher la température et faire fonctionner le système d'alarme sonore et visuel jusqu'à 8 heures sans alimentation secteur.
- ✓ Portes intérieures et ventilateur de refroidissement marche/arrêt automatique pour empêcher l'air froid de s'échapper lorsque la porte s'ouvre.
- ✓ Système d'alarme visuel et sonore : haute/basse température, panne de courant, erreur de capteur, porte entrouverte, dysfonctionnement de la batterie de secours
- ✓ Protection contre les pannes de courant : activez le délai du système de refroidissement après une panne de courant.
- ✓ Protection contre les erreurs du contrôleur : le système de refroidissement se souviendra du cycle de travail normal et continuera à fonctionner en fonction de cette mémoire lorsque le contrôleur ou deux capteurs sont en panne.
- ✓ Imprimante de température : imprime automatiquement la température intérieure actuelle toutes les 15 minutes.
- ✓ 1 compresseur hermétique de SECOP



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Réfrigérateur de Banque de Sang

Modelé YR05094



Description du produit:

Performance		
Écart de température		4°C±1°C
Température ambiante		10~32°C
Manette		Microprocesseur
Affichage		Affichage numérique
Données électriques		
Alimentation (V/Hz)		220/50~60 ; 115/60
Puissance nominale(W)		364
Courant électrique(A)		2.42
Consommation d'énergie		6,31 kWh/24h
Bruit (db)		51.5db
Dimensions		
Capacité		658L
Taille intérieure (W•D•H)		1100*454*1325mm
Taille extérieure (W•D•H)		1225*640*1895mm
Taille de l'emballage (L•P•H)		1330*740*2120mm
Nt/Gt (environ)		195/262,3 kg
Quantité de chargement(20' /40' /40'H)		27/12/2027
Système de réfrigération		
Compresseur		1
Réfrigérant		R134a
Type de refroidissement		Refroidissement à air forcé
Type de dégivrage		sans givre
Alarme		
Haute/basse température		Oui
Erreur de capteur		Oui
Panne électrique		Oui
Porte entrouverte		Oui
Batterie de secours Alarme		72H
Accessoires		
Roulette		4
Lampe		LED
Étagère		12
Trou d'essai		1/25mm
Imprimante de température		1
Enregistreur graphique		Optionnel



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

