



# LIGNES DE LABORATOIRE

## RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



**Kalstein**

*Un accompagnement différent, à votre service*



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Réfrigérateur de qualité de pharmacie avec lumière intérieure

Modèle YR05286-1



### Description du produit:

Réfrigérateur de pharmacie et de laboratoire à double porte 656L avec porte en verre et éclairage intérieur à DEL

### Design ergonomique:

- ✓ Conception optimisée de l'utilisation de l'espace avec une hauteur d'étagère à plusieurs niveaux et réglable pour répondre aux besoins de stockage de produits pharmaceutiques de différents types.
- ✓ Verrouillage de sécurité pour empêcher tout accès non autorisé
- ✓ Conception de roulettes et pattes de nivellement
- ✓ Éclairage intérieur à DEL

### Sécurité:

- ✓ Équipé d'un système d'alarme de température complet avec avertisseur sonore et lumière clignotante visible
- ✓ Capable d'alerter les pannes dues à une erreur de capteur de température élevée et basse, à une porte entrouverte, à une panne de courant et à une batterie faible

### Fiabilité et fonctionnalités clés:

- ✓ Compresseur spécialisé à haut rendement avec une fiabilité sur le terrain connue
- ✓ Ventilateur de refroidissement lubrifié en permanence pour plus de sécurité et de longévité
- ✓ Refroidissement à air forcé avec système de distribution d'air optimisé conçu
- ✓ Pour obtenir une uniformité et une stabilité maximales de la température
- ✓ Conception optimisée du système de réfrigération pour un refroidissement plus efficace et
- ✓ Prompt rétablissement
- ✓ Variation de température dans  $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- ✓ Plage de température réglable  $2-8^{\circ}\text{C}$
- ✓ Contrôle par microprocesseur, affichage numérique et réglage de la température avec un incrément de  $0,1^{\circ}\text{C}$
- ✓ Grand écran d'affichage numérique



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Réfrigérateur de qualité de pharmacie avec lumière intérieure

Modèle YR05286-1



## Description du produit:

<b>Performance</b>	
Écart de température	2~8°C
Température ambiante	+10~+32°C
Manette	Microprocesseur
Afficher	Affichage numérique
<b>Système de réfrigération</b>	
Compresseur	1
Réfrigérant	R600a
Type de refroidissement	Refroidissement par air forcé
Type de dégivrage	Automatique
<b>Alarme</b>	
Haute/basse température	Oui
Erreur de capteur	Oui
Panne électrique	Oui
Porte entrouverte	Oui
<b>Accessoires</b>	
Roulette	4
Léger	DIRIGÉ
Étagère	dix
Temp. Enregistreur	Optionnel
Enregistreur graphique	
Trou d'essai	1/25mm
<b>Données électriques</b>	
Alimentation (V/Hz)	220/50~60 ; 115/60
Puissance nominale(W)	385
Courant électrique(A)	2.3
Consommation d'énergie	5,75 kWh/24h
<b>Dimensions</b>	
Capacité	656L
Taille intérieure (W•D•H)	1100*454*1325mm
Taille extérieure (W•D•H)	1240*630*1895mm
Taille de l'emballage (L•P•H)	1335*710*2000mm
Nt/Gt (environ)	166/184 kg
Quantité de chargement(20'/40'/40'H)	27/13/27



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
https://kalstein.eu  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

