



LIGNES DE LABORATOIRE

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Réfrigérateur médical de pharmacie, Congélateur médical de qualité de porte en verre

Modèle YR05290



Description du produit:

Système de refroidissement par air 2~8 degrés +315L Réfrigérateur médical et de pharmacie à porte vitrée avec port USB et trou de test

Fiabilité et caractéristiques principales:

- ✓ Compresseur spécialisé à haut rendement dont la fiabilité est reconnue sur le terrain
- ✓ Ventilateur de refroidissement à lubrification permanente pour la sécurité et la longévité
- ✓ Refroidissement par air forcé avec un système de distribution d'air optimisé conçu pour obtenir une uniformité de température maximale.
- ✓ pour obtenir une uniformité et une stabilité maximales de la température
- ✓ Conception optimisée du système de réfrigération pour un refroidissement plus efficace et une meilleure qualité de l'air.
- ✓ Récupération rapide
- ✓ Variation de température de $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- ✓ Plage de température réglable de 2 à 8 $^{\circ}\text{C}$
- ✓ Contrôle par microprocesseur, affichage numérique et réglage de la température par incréments de 0,1 $^{\circ}\text{C}$
- ✓ Grand écran d'affichage numérique
- ✓ Port USB en standard, facilitant le téléchargement des données de température et d'alarme.

Conception ergonomique:

- ✓ Conception optimisée de l'utilisation de l'espace avec des étagères à plusieurs niveaux et à hauteur réglable pour répondre aux besoins de stockage de produits pharmaceutiques de différents types.
- ✓ Verrouillage de sécurité pour empêcher tout accès non autorisé
- ✓ Standard avec port USB, trou de test et porte en verre chauffée
- ✓ Eclairage intérieur LED

Sécurité:

- ✓ Équipé d'un système complet d'alarme de température comprenant un avertisseur sonore et un feu clignotant visible
- ✓ Capable de signaler les défaillances dues à une erreur du capteur de température haute ou basse, à une porte entrouverte, à une panne de courant ou à une batterie faible.



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Réfrigérateur médical de pharmacie, Congélateur médical de qualité de porte en verre

Modelé YR05290



Description du produit:

Model		YR05290
Specificaitons	Shelf/drawer	Shelves*6/Basket*1
	Cooling method	Forced Air Cooling System
	Defrost	Auto
	Refrigerant	R290
	Power consumption(kWh/24h)	2.8
	Noise(db)	50
	Ambient temperature(°C)	10~32°C
Cooling system	Temperature range(°C)	2~8°C
	Compressor brand/QTY	China Brand/1
	Sensor Type	NTC
	Temperature controller	Microprocessor
Power	Display	Digital display
	Voltage/frequency(V/Hz)	220/50Hz
	Power(W)	216W
Material	Current(A)	1.46A
	Inside material	Color sprayed steel
	Outside material	Color sprayed steel
Size	Insulation	PURF
	Capacity(L/cu.ft)	316/11.15
	NT./GT.(kg)	92.5/100
	Exterior size(W*D*H)(mm)	660*555*1915
	Interior size(W*D*H)(mm)	540*425*1380
	Package size(W*D*H)(mm)	710*640*1970
	CBM	0.90
Alarm	20GP/40GP/40HQ	27/54/54
	High/low temperature	Y
	Power failure	Y
	Thermostat failure	Y
	Backup battery failure alarm	Y
	Condenser fault alarm	Y
	Ambient Temperatures	Y
	Voltage abnormality alarm	/
	Door ajar	Y
	System abnormal alarm	/
Power failure backup system(alarm)	48h	



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Réfrigérateurs et Congélateurs

Réfrigérateur médical de pharmacie, Congélateur médical de qualité de porte en verre

Modèle YR05290



Description du produit:

ssories	Foot	Y
	Castor	Y
	Outer door/Type	1/Heating glass door with automatic rebound
	Door Lock	1
	Test hole QTY/diameter	1/25mm
	Lamp	LED
	USB port	Y
	Temperature recorder	Optional
	Remote alarm port	Y
	RS232/485 port	Y
Other	Certification	ISO9001/13485/14001;CE



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?
Microscopes are precision instruments requiring delicate handling and maintenance. This is especially true for microscopes used in research and industry.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerators in a laboratory are one of the most important pieces of equipment. They are used to store and maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluctuations in temperature.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

