



SECTEUR VÉTÉRINAIRE

ÉQUIPEMENT DE RADIOGRAPHIE
VÉTÉRINAIRE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Équipement De Radiographie Vétérinaire

Rayon X Numérique Vétérinaire Portable (DR) pour les Equidés

Model YR06161



Description du produit:

- ✓ Institution scientifique pour les animaux
- ✓ Poids de 7 kg seulement, facile à utiliser à l'extérieur
- ✓ La batterie intégrée de grande capacité permet d'effectuer plus de 200 expositions.
- ✓ Se connecter facilement à une tablette via Bluetooth et ajuster les paramètres des rayons en temps réel
- ✓ 6 jeux de touches de raccourci pour les paramètres d'exposition de l'APR afin de réduire les erreurs et d'améliorer l'efficacité
- ✓ Il dispose de deux types de modes de contrôle de l'exposition : la connexion sans fil et la connexion câblée.
- ✓ Mesure ultrasonique du SID



Modèle	YR06161
Alimentation électrique	AC 220V/110V ±10% 50 / 60 Hz
Puissance (kW)	1.6
kV	50 ~ 90
mAs	20
mA	20
Mesure des SID	ultrasonique
Temps d'activation de la source lumineuse (sec)	30
Communication	Rs232/Bluetooth
Exposition	Interrupteur à main/315M
Poids (kg)	7
Taille du point focal Tube (mm)	1.2
Tube d'angle cible	16°



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

microscope is a scientific instrument used for observing small objects. This is a scientific instrument used for observing small objects. This is a scientific instrument used for observing small objects.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

refrigerator is a device used for storing food and other items. This is a scientific instrument used for observing small objects. This is a scientific instrument used for observing small objects.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

