



LIGNES DE LABORATOIRE

AUTOCLAVES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Autoclave

Stérilisateur à vapeur à pression verticale à bas prix

Modèle YR05682 // YR05687



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Stérilisateur à vapeur à pression verticale à bas prix

Modèle YR05682 // YR05687



Description du produit:

- ✓ Structure entièrement en acier inoxydable 304.
- ✓ Contrôle par microprocesseur, le voyant lumineux indique l'état de fonctionnement : pression, temps, température.
- ✓ Décharge automatique d'air froid et décharge de vapeur automatiquement après la stérilisation.
- ✓ Indicateur à double échelle.
- ✓ Mécanisme de verrouillage à écrou papillon.
- ✓ Joint de type autogonflant.
- ✓ Arrêt automatique avec un bip rappelant après la stérilisation.
- ✓ Avec deux paniers de stérilisation en acier inoxydable.
- ✓ Une interface de test PT/TT standard est fournie pour des tests pratiques.
- ✓ Soupape d'échappement d'urgence.

Dispositif de Sécurité:

- ✓ Absence de protection de l'eau potable.
- ✓ Le programme s'arrêtera si le niveau d'eau est inférieur à la limite basse.
- ✓ Le buzzer émet une alarme lorsqu'un cycle de fonctionnement est terminé.
- ✓ Protection automatique contre la surchauffe et la surpression.
- ✓ Protecteur de surintensité.
- ✓ Soupape de sécurité à déclenchement automatique contre la surpression..



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Stérilisateur à vapeur à pression verticale à bas prix

Modèle YR05682 // YR05687



Spécifications techniques:

Modèle	YR05682	YR05683	YR05684	YR05685	YR05686	YR05687
max. la pression de travail	0.23Mpa					
la pression de travail	0.22Mpa					
Température de travail	134°C					
Plage de température de travail	105 – 134°C					
temps de stérilisation	0 à 60 minutes					
chaleur moyenne	≤±1°C					
Écrire	Stérilisateur vapeur vertical					
Contrôler	Microprocesseur					
Affichage	voyant					
Lumière	Voyant d'état de fonctionnement					
	Voyant de niveau d'eau					
panier de stérilisation	2 pièces					
langage	Anglais					
Tension	110/220V, 50/60Hz, monophasé					
Taille de la chambre (mm)	35L / Ø318×450	50L / Ø340×550	75L / Ø400×600	100L / Ø440×650	120L / Ø480×660	150L / Ø510×740
Taille extérieure (mm)	450×450×1010	510×470×1130	560×560×1130	560×560×1250	600×640×1140	670×690×1130
Taille de l'emballage (mm)	570×570×1150	590×590×1280	650×650×1280	680×680×1370	730×730×1270	760×760×1270
GW / NO	72kg / 56kg	88kg / 68kg	100kg / 80kg	110kg / 85kg	125kg / 100kg	140kg / 110kg
Énergie	2,5 kW	3,0 kilowatts	4,5 kW	4,5 kW	6,0 kilowatts	6,0 kilowatts



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

