



SECTEUR VÉTÉRINAIRE

AUTOCLAVE VÉTÉRINAIRE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective correcte de vos équipements, grâce à aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Autoclave Vétérinaire

Stérilisateur Vertical Vétérinaire

Model YR06136



Description du produit:

Les stérilisateurs à vapeur à pression verticale sont équipés d'un système de chauffage, d'un système contrôlé par micro-ordinateur, d'un système de protection contre la surchauffe et la surpression, ce qui garantit la fiabilité des effets de stérilisation, la facilité d'utilisation et la conservation de l'énergie..

Caractéristiques:

- ✓ Structure entièrement en acier inoxydable.
- ✓ Structure de porte à ouverture rapide de type volant.
- ✓ Système de verrouillage de sécurité de la porte.
- ✓ Affichage LCD de l'état de fonctionnement, touche de type tactile.
- ✓ Décharge automatique de l'air froid et décharge automatique de la vapeur après la stérilisation.
- ✓ Protection contre les surchauffes et les surpressions ; protection automatique contre les surpressions.
- ✓ Protection sûre de l'eau manquante.

Modèle	YR06136
Volume de la chambre	50L Φ 340x550mm
Pression de service	0,22Mpa
Température de travail	134°C
Pression de service maximale	0,23Mpa
Chaleur moyenne	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$
Plage de temporisation	0~99min ou 0~99hour59min
Plage de réglage de la température	105~134°C
Puissance	3Kw/AC220V.50Hz
Dimension globale	510 x470x1130
Dimension du transport	590x590x 1280
G.W/N.W	88Kg /68Kg



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

