



LIGNES DE LABORATOIRE

AUTOCLAVES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Autoclave

Stérilisateur autoclave vertical à volant d'inertie

Modelé YR05661 // YR05664



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Stérilisateur autoclave vertical à volant d'inertie

Modèle YR05661 // YR05664



Description du produit:

- ✓ Entièrement en acier inoxydable 304.
- ✓ Le micro-ordinateur contrôle le chauffage, le dégagement d'air, la stérilisation, la pression, la température, le temps et le dégagement de vapeur.
- ✓ Température et durée de stérilisation avec affichage numérique à LED.
- ✓ Porte à ouverture rapide avec volant manuel.
- ✓ Double système de verrouillage de sécurité pour assurer la sécurité.
- ✓ Protection anti-brûlure en verre trempé.
- ✓ Alarme lumineuse et sonore lorsque la stérilisation est terminée.
- ✓ La fonction de séchage et l'imprimante peuvent être ajoutées si nécessaire.

Dispositif de Sécurité:

- ✓ Manque de protection de la sécurité de l'eau.
- ✓ Le programme s'arrêtera si le niveau d'eau est inférieur à la limite basse.
- ✓ Le buzzer émet une alarme lorsqu'un cycle de fonctionnement est terminé.
- ✓ Protection automatique contre la surchauffe et la surpression.
- ✓ Protecteur de surintensité.
- ✓ Dispositif de verrouillage de sécurité de la porte.
- ✓ Soupape de sécurité à déclenchement automatique contre la surpression.



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Stérilisateur autoclave vertical à volant d'inertie

Modèle YR05661 // YR05664



Spécifications techniques:

| Modèle | YR05661 | YR05662 | YR05663 | YR05664 |
|--|---|----------------|----------------|-----------------|
| la pression de travail | 0.22Mpa | | | |
| Température de travail | 100 – 134°C | | | |
| temps de stérilisation | 0-9999 minutes | | | |
| Précision de l'affichage de la température | 0.1°C | | | |
| chaleur moyenne | ≤±1°C | | | |
| Écrire | autoclave à vapeur vertical | | | |
| Contrôler | Microprocesseur | | | |
| Affichage | Écran numérique | | | |
| Porte | Porte à ouverture rapide avec volant manuel | | | |
| Générateur de vapeur | acier inoxydable 304 | | | |
| Matériel | Entièrement en acier inoxydable 304 | | | |
| Mise en charge | 1 tambour en acier inoxydable. | | | |
| langage | Anglais | | | |
| Tension | 110-220V. 50/60Hz | | | |
| Optionnel | Fonction de séchage, Imprimante | | | |
| Taille de la chambre (mm) | 35L / Ø318×420 | 50L / Ø318×530 | 75L / Ø388×480 | 100L / Ø388×630 |
| Taille extérieure (mm) | 500×500×900 | 520×500×1000 | 570×570×1100 | 570×570×1200 |
| Taille de l'emballage (mm) | 550×540×1000 | 570×550×1090 | 620×620×1210 | 620×620×1310 |
| GW / NO | 65/44kg | 73/49 kg | 91/71 kg | 103/74kg |
| Énergie | 2,5 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,0 kilowatts |



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is a device that uses light or other electromagnetic radiation to illuminate a specimen and create a magnified image of it. This is achieved through a series of lenses or mirrors that collect light from the specimen and project it onto the eyepiece or camera.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing and preserving food, medicine, and other perishable items. It is a device that uses a refrigerant to cool and freeze the contents. This is achieved through a cycle of compression, condensation, expansion, and evaporation. The refrigerator is a vital piece of equipment in a laboratory, as it allows for the storage of samples at low temperatures, which is essential for many experiments.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

