




## SECTEUR VÉTÉRINAIRE

### ÉQUIPES CHIRURGICALES VÉTÉRINAIRES



**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



# KALSTEIN® Équipes Chirurgicales Vétérinaires

## Système Laser à Diode Portable pour la Chirurgie Vétérinaire

Model YR06133 // YR06134



### Description du produit:

Le nouveau système laser à diode portable pour la chirurgie est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché aujourd'hui. De petite taille et d'une puissance de 15W, ce mini-système laser de chirurgie possède une double longueur d'onde de 810nm et 980nm, 810nm/980nm avec un faisceau pilote de 300mW au choix. Il peut être utilisé en mode continu ou pulsé avec une pièce à main avec ou sans contact.

### Caractéristiques:

- ✓ Sa conception compacte lui confère une taille et un poids réduits, ce qui facilite son transport
- ✓ Conception hautement intégrée et modulaire
- ✓ Nouvelle conception de l'intérieur pour faciliter l'entretien et réduire les coûts
- ✓ Logiciel avancé avec protocoles de pré réglage à personnaliser manuellement par l'opérateur
- ✓ Le wattmètre intégré permet à l'utilisateur de tester la puissance dans le logiciel
- ✓ L'étalonnage de la puissance de sortie à l'extrémité de la fibre facilite la maintenance et réduit les coûts
- ✓ L'adoption d'un système de refroidissement par air garantit des performances stables et une longue durée de vie.



Modèle	YR06133	YR06134
Longueur d'onde	810nm/980nm	810nm+980nm
Puissance maximale	15W	15W+15W
Mode de fonctionnement	CW, impulsion unique ou répétée	
Durée de l'impulsion	25uS-10S	
Taux de répétition	0,05Hz-20KHz	
Faisceau pilote	Laser à diode rouge de 635nm, puissance	
Mode de contrôle	Écran tactile, 8" True Color	
Dimension	315(H)*215(W)*245(L)mm	
Durée de vie	Plus de 10000 HRS	



### #Letsgivingmore

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW

**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument used for observing small objects. It is one of the most important pieces of equipment in a laboratory. This is because it allows us to see things that are too small to be seen with the naked eye. This is why it is so important to keep your microscope in good condition. This is why it is so important to keep your microscope in good condition.

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW

**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a device used for storing food. It is one of the most important pieces of equipment in a laboratory. This is because it allows us to store samples at low temperatures. This is why it is so important to keep your refrigerator in good condition. This is why it is so important to keep your refrigerator in good condition.

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

