



LIGNES DE LABORATOIRE

SYSTÈME DE DOCUMENTATION DES GEL



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Système de Documentation des Gels

Système de Documentation des Gels

Modelé YR06207



Description du produit:

Le système de documentation des gels YR06207 est un système compact, intelligent et facile à utiliser pour les besoins de documentation des gels d'ADN et de protéines. ; L'interface conviviale et un ordinateur industriel amovible en option offrent aux utilisateurs une expérience opérationnelle parfaite. L'ordinateur industriel amovible offre une grande faisabilité, une grande vitesse de fonctionnement et évite les problèmes d'après-vente des PAD intégrés.

Caractéristiques:

- ✓ Intelligent, compact et peu encombrant
- ✓ Appareil photo numérique sensible à haute résolution
- ✓ Transmission par LED bleues en standard
- ✓ Ordinateur industriel amovible au lieu d'un PAD intégré
- ✓ Module fluorescent en option
- ✓ Logiciel intuitif pour un nombre illimité d'utilisateurs



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S.



KALSTEIN® Système de Documentation des Gels

Système de Documentation des Gels

Modelé YR06207



Spécifications techniques:

Modèle		YR06207
Application Gel Doc		OUI
Application	Gel de protéines : SDS Pages	OUI
	Imagerie par fluorescence, Western Blotting fluorescent	OUI
Caractéristiques		Super sensibilité, Transmission de données ultra rapide
		Petit, intelligent, compact et peu encombrant
		Standard UV Optionnel Bleu
		PC industriel amovible en option
Spécifications	Résolution	6,3 mégapixels. 3072x2048
	Efficacité quantique	97%
	Densité de pixels	16bit (65536 niveaux de gris)
	Lentille	Objectif motorisé F1.2
	Détection de l'ADN/ARN	Plateau d'échantillons ADN/ARN : 165x130 Transmission par LED UV
	Gel de protéines : SDS Pages	Transmission LED blanche : 17x13cm
	Logiciel	Logiciel de capture et d'analyse SHST pour un nombre illimité d'utilisateurs
Accessoires en option		Détection épi-UV, RVB et fluorescente
		Ordinateur industriel amovible, écran tactile de 10,1 pouces, processeur Intel
		Transmission LED bleue



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

