



LIGNES DE LABORATOIRE

PCR THERMOCYCLEURS



Kalstein®

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® PCR Thermocycleurs

Thermocycleurs

Modèle YR06070



Description du produit:

Le thermocycleur PCR YR06070 est facile à utiliser grâce à son écran tactile LCD couleur de 7 pouces. Grâce à son excellent bloc thermique, il vous offre des températures homogènes et précises, des vitesses de rampe rapides et contrôlées avec précision, ainsi que des cycles PCR rapides et reproductibles. De plus, la programmation est remarquablement simple et intuitive. Tous ces avantages en font l'instrument de PCR idéal.

Caractéristiques du produit

Écran tactile de 7 pouces :

Grâce à son écran tactile LCD de 7 pouces, il peut être utilisé rapidement par simple pression d'un bouton. Compact, il est peu encombrant et facile à déplacer.

Contrôle du gradient de température :

Le bloc est doté d'une technologie de gradient exceptionnelle qui garantit que les taux de rampe sont identiques en mode gradient et en mode normal. Le test optimisé en termes de performances traverse une plage maximale de 40°C sur 12 pentes.

Conception intuitive du logiciel :

La conception intuitive et l'interface conviviale du logiciel le rendent facile à utiliser, même pour les nouveaux utilisateurs. Aucune formation spécialisée n'est nécessaire.

Flexibilité dans le partage des protocoles expérimentaux :

1000 protocoles d'expérience peuvent être sauvegardés. Les protocoles peuvent également être facilement partagés entre différents protocoles via un disque dur USB. Des protocoles personnels peuvent être sauvegardés sur votre disque dur USB pour configurer rapidement votre propre expérience sur n'importe quel YR06070.

Conception de la protection contre les pannes d'électricité:

La fonction unique de protection contre la mise hors tension peut sauvegarder toutes les configurations établies après la mise hors tension, ce qui permet à l'expérience de se poursuivre lorsque l'alimentation est rétablie.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® PCR Thermocycleurs

Thermocycleurs

Modèle YR06070

**Spécifications Techniques:**

Modèle	YR06070
Volume de réaction	0-100µL
Bloc thermique	Aluminium
Consommables compatibles	0.2mL tube simple, 0.2mL 8 tubes à bandes, 0.2mL plaque à 96 puits (avec jupe, semi-avec jupe, sans jupe)
Plage de contrôle de la température du bloc	4°C-99°C
Mode de régulation de la température	Mode tube et mode bloc
Technologie de chauffage du bloc	Peltier
Bloc de gradient	12 rangs
Plage de température du gradient	1°C-40°C
Plage de température du gradient	30°C-99.9°C
Plage de température du couvercle	40-110°C
Uniformité de la température	±0.2°C
Précision de la température du bloc	±0.1°C
Taux de chauffage	≥ 3.5°C/s
Taux de refroidissement	≥2.5°C/s
Interfaces	USB, Ethernet
Dimensions (L*P*H)	260mm*400mm*260mm
Poids	11Kg
Alimentation électrique	AC 100-240V, 50-60Hz
Max. Consommation électrique	600VA
Bruit de roulement	55dB



#Letsgivingmore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment that is used for a variety of purposes.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device that is used to store food and other items at a low temperature. It is one of the most common pieces of laboratory equipment that is used to maintain a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

