



LIGNES DE LABORATOIRE

PCR THERMOCYCLEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® PCR Thermocycleurs

Thermocycleurs

Modelé YR06071



Description du produit:

Le système portable de contrôle de l'hygiène YR06071 est un outil puissant pour mettre en œuvre et gérer votre programme de contrôle de l'hygiène. Grâce à l'écouvillon de contrôle progressif, le niveau d'hygiène est évalué en quelques secondes et les résultats peuvent être affichés à l'écran. Il s'agit d'un système de contrôle de la qualité facile à utiliser, flexible et précis, qui intègre les dernières technologies. Il possède toutes les caractéristiques nécessaires pour maximiser sa valeur pour votre entreprise.

Caractéristiques du produit Sensible:

Détecter jusqu'à 10¹⁶ mole d'ATP

Une grande capacité de mémoire:

255 plans de test, 255 ID d'utilisateur, 2000 programmes de test, 1000 résultats

Connectivité:

Connecter le PC via USB, connecter l'imprimante ou l'application sur le téléphone mobile Android et le pad via Bluetooth.

Modèle	YR06071
Dimensions	189mmx70mmx35mm
Poids	280g
Limite de détection	10 ⁻¹⁶ moles ATP
Déviatoin de la détection	±5% ou ±5 RULs
Auto-calibrage au démarrage	15s ou 60s
Temps de détection en temps réel	10s/test
Capacité de mémoire	256 plans de test, 256 ID d'utilisateur, 2000 programmes de test et 10000 résultats
Interface de communication	USB, Bluetooth
Répétabilité des tests	8%-20%
Coefficient de corrélation	R ² ≥0,995
Alimentation électrique	Batterie rechargeable
Durée de l'accord	Fonctionnement continu pendant 8 heures, veille pendant 600 heures.
Température de fonctionnement	5-40°C
Plage d'humidité de fonctionnement	20-80%



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A.S.





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

