




## SECTEUR VÉTÉRINAIRE

### ÉQUIPES CHIRURGICALES VÉTÉRINAIRES



**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



# KALSTEIN® Équipes Chirurgicales Vétérinaires

## Unité d'Électrochirurgie Vétérinaire

Model YR06132



### Description du produit:

- ✓ Coupe pure: avec une puissance de sortie maximale de 300 W, applicable à tous les tissus à couper;
- ✓ Coupe mixte: applicable à tous les tissus avec un léger effet d'homéostasie;
- ✓ Coagulation fulgurante: applicable à la chirurgie ouverte avec un effet de coagulation profond et bon;
- ✓ Coagulation par pulvérisation: convient à une large zone de tissu avec une pulvérisation d'étincelles. La pénétration est moins profonde et la zone tissulaire est plus grande qu'en mode fulgurant
- ✓ Coagulation bipolaire: Minimise les dommages aux tissus en limitant la quantité de tissu impliquée dans le circuit électrochirurgical.



### Caractéristiques:

- ✓ Facilité et rapidité d'installation ; compact et léger
- ✓ Gagnez du temps grâce à l'accès automatique aux réglages et aux modes de puissance précédemment utilisés.
- ✓ Réalise les procédures électro chirurgicales les plus courantes en cabinet, comprend des sorties monopolaires et bipolaires.
- ✓ Assurer une performance clinique cohérente sur une variété de procédures
- ✓ Sécurité accrue du patient grâce à un système de surveillance de la qualité du contact de l'électrode de retour (REM). Le système REM surveille en permanence les niveaux d'impédance du patient et désactive le générateur en cas de détection d'un défaut dans le contact patient/électrode de retour.
- ✓ Applicable à la chirurgie générale, à la chirurgie thoracique, à l'orthopédie, à l'obstétrique et à la gynécologie, à la chirurgie urologique, à la chirurgie cérébrale, à la microchirurgie, à la chirurgie ORL, etc.



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



# KALSTEIN® Équipes Chirurgicales Vétérinaires

## Unité d'Électrochirurgie Vétérinaire

Model YR06132



### Spécifications techniques:

Modèle	YR06132
Modes de sortie	Pure: 300W 300Ω Coupe mixte: 250W 300Ω Coagulation Fulgurante: 120W 300Ω Coagulation par pulvérisation: 100W 300Ω Coagulation bipolaire: 70W 100Ω
Plage de température de l'environnement de travail	5°C-40°C
Plage de pression atmosphérique	86-106Kpa
Tension de ligne	110/220V
Fréquence de ligne	50/60Hz
Fréquence de sortie	540 KHz



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW

**How does the climate affect your microscope?**

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW

**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>  
<https://www.kalstein.fr/>

